

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com**EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS MACROGOTEO**

Nombre genérico	Equipo para administración de líquidos.
Nombre comercial	Equipo macrogoteo 20 gotas/mL
Marca	NUBENCO, marca registrada
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
Importador	PharmeuRopea de Colombia. Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28. ventas@pharmeuropa.com.co . www.pharmeuropa.com.co
Composición	Fabricado en ABS, polipropileno, látex y PVC.
Presentación	Envase unitario en celofán, tiene impresa información de uso, referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación y vencimiento, registro sanitario. Paquete por 20 unidades. Embalaje caja cartón corrugado por 200 unidades. En el modelo PREMIUM envase unitario en papel grado médico y película transparente, tiene impresa información de uso, referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación y vencimiento, registro sanitario. Paquete por 20 unidades. Embalaje caja cartón corrugado por 200 unidades.
Descripción	Dispositivo estéril desechable, con spike tipo torpedo de tres orificios para facilitar el flujo de soluciones y protector, cámara transparente, factor goteo de 20 gotas por mL, manguera de tránsito de 180 cm, en PVC flexible grado médico, regulador de flujo con rodillo para el control del goteo, sitio en Y para la inyección alterna de medicamentos y manga de látex. Conector opcional Luer Slip o combo. Modelo con puerto en Y manga de látex con o sin aguja. Modelo con puerto en Y con conector luer slip. Modelo con puerto en Y con sistema combo (conector luer slip / luer lock). En el modelo PREMIUM con puerto de aire en la cámara, manguera libre de DEHP, puerto en Y libre de aguja y conector luer lock-luer slip tipo combo.
Indicaciones de uso	Dispositivo médico estéril que sirve para administrar líquidos por una vía endovenosa en forma continua y/o dosificada.
Clasificación	Dispositivo médico invasivo. Riesgo II a
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Tiempo de vida útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2022DM-0024875 Válido hasta 4 de Enero de 2032
Controles de calidad	Cumple con los criterios ISO 8536-4 para las pruebas de esterilidad, residuos de ETO, apirogenicidad, hemólisis, toxicidad, acidez, resistencia de las uniones, material reductores, iones metálicos, residuo de evaporación y absorción al UV del extracto.

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

Precauciones de uso.

- No utilizar si el empaque no está íntegro.
- Producto descartable, manejo de residuos según norma establecida en país de comercialización.
- Cambiar el equipo máximo a las 72 horas o según protocolos institucionales.
- Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las normas internacionales de almacenamiento de insumos médicos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES
N-AA2C	Equipo 20 gotas/mL. puerto en Y, manga de látex, conector luer slip.
N-AAACQ	Equipo 20 gotas/mL. puerto en Y, manga de látex, conector luer slip, con aguja 21G x 1 1/2
N-AB8C-LF	Equipo 20 gotas/ml, puerto en Y, conector luer slip.
N-AATC-LF	Equipo 20 gotas/ml. puerto en Y, conector luer lock-luer slip.
N-AAVC-LF	Equipo PREMIUM 20 gotas/ml, puerto en Y libre de agujas, conector luer lock- luer slip. Libre DEHP

N-AA2C



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

N-AAACQ



N-AB8C-LF



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

N-AATC-LF



N-AAVC-LF



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber