

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com**EQUIPO PERICRANEAL**

Nombre Genérico	Equipo Pericraneal desechable o de único uso
Nombre Comercial	Equipo pericraneal desechable o de único uso
Marca	NUBENCO, marca registrada
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
Importador	PharmeuRopea de Colombia. Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28 ventas@pharmeuropa.com.co www.pharmeuropa.com.co
Composición del Producto	Conector cónico en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), Cánula fabricada en acero inoxidable austenítico siliconado. Protector de la cánula en Polietileno (PP), Alas en Polivinilcloruro (PVC). Tubo en Polivinilcloruro (PVC).
Presentación del producto	Empaque unitario en celofán. Tiene impresa información básica del producto; referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y registro sanitario. Caja plegadiza por 50 unidades.
Características del producto	Producto desechable, presentación en diferentes calibres identificados por codicolor. Cono compatible con sistema Luer Lock o Luer Slip. Cánula en acero inoxidable, siliconada con punta tribiselada.
Indicaciones de uso	Dispositivo médico estéril que sirve para la administración de soluciones y medicamentos.
Clasificación	Dispositivo médico invasivo. Riesgo IIa.
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Tiempo de vida útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2020DM-0021368 Valido hasta 11 de marzo de 2030
Controles de calidad	Cumple con las pruebas de esterilidad, apirogenicidad, residuo de ETO, materiales, contenido de cloruro, resistencia de las uniones y resistencia a la opresión.
Precauciones de uso	• No utilizar si el empaque no está íntegro. • Producto descartable, manejo de residuos cortopunzantes, según norma establecida en país de comercialización. • Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de insumos médicos.

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES	CODICOLOR
N-N2E	Equipo Pericraneal 18G X $\frac{3}{4}$	Rosado
N-N2H	Equipo Pericraneal 19G X $\frac{3}{4}$	Beige
N-N2K	Equipo Pericraneal 20G X $\frac{3}{4}$	Amarillo
N-N2N	Equipo Pericraneal 21G X $\frac{3}{4}$	Verde
N-N2R	Equipo Pericraneal 22G X $\frac{3}{4}$	Negro
N-N2U	Equipo Pericraneal 23G X $\frac{3}{4}$	Azul
N-N2X	Equipo Pericraneal 24G X $\frac{3}{4}$	Purpura
N-N26	Equipo Pericraneal 25G X $\frac{3}{4}$	Naranja



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber