

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com**TUBO ENDOTRAQUEAL**

Nombre genérico	Tubo endotraqueal
Nombre comercial	Tubo endotraqueal
Marca	NUBENCO, marca registrada
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
Importador	PharmeuRopea de Colombia. Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28. ventas@pharmeuropa.com.co . www.pharmeuropa.com.co
Composición	Tubo en Polivinilcloruro (PVC), conector en Polipropileno (PP), válvula en Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) y balón en Polivinilcloruro (PVC).
Presentación del producto	Empaque unitario en blíster que trae impresa información sobre referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación y vencimiento, certificaciones de calidad, y registro sanitario. Caja plegadiza por 10 unidades. Caja cartón corrugado por 100 unidades.
Características del producto	Producto estéril desechable. Tubo transparente de material flexible que se adapta anatómicamente. Línea radiopaca para ubicación radiológica. Punta del tubo en bisel tipo Murphy atraumatico. Balón auto-retentivo, central y resistente de fácil insuflado, con capacidad de 2 a 30 ml según calibre. Neumotaponador de alto volumen y baja presión. Válvula reguladora con sistema Luer Lock o Luer slip, para llenado del balón o evacuación de aire. Adaptador universal compatible con cualquier sistema ventilación. Presentación en varios calibres con balón y sin balón.
Indicaciones de uso	Dispositivo médico, que mantiene la vía aérea permeable durante la anestesia, ventilación mecánica o asistida.
Clasificación	Dispositivo médico invasivo. Riesgo IIa
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Tiempo de vida útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2021DM-0024419 Valido hasta 19 de Octubre de 2031
Controles de calidad	Apariencia, dimensiones, Resistencia del conector, resistencia del tubo de inflado, radio de curvatura, esterilidad, apirogenicidad y atoxicidad.
Precauciones de uso	• No utilizar si el empaque no está íntegro. • Producto descartable, manejo de residuos, según norma establecida en país de comercialización. • Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de insumos médicos.

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN /ESPECIFICACIONES	mm/ID	FR
N-QDAA	Tubo endotraqueal sin balón con línea radiopaca 2.0	2.0	8
N-QDA	Tubo endotraqueal sin balón con línea radiopaca 2.5	2.5	10
N-QDB	Tubo endotraqueal sin balón con línea radiopaca 3.0	3.0	12
N-QDC	Tubo endotraqueal sin balón con línea radiopaca 3.5	3.5	14
N-QDD	Tubo endotraqueal sin balón con línea radiopaca 4.0	4.0	16
N-QDE	Tubo endotraqueal sin balón con línea radiopaca 4.5	4.5	18



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES	mm/ID	FR
N-QCA	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 2.5	2.5	8
N-QCB	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 3.0	3.0	10
N-QCC	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 3.5	3.5	12
N-QCD	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 4.0	4.0	14
N-QCE	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 4.5	4.5	16
N-QCF	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 5.0	5.0	18
N-QCG	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 5.5	5.5	20
N-QCH	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 6.0	6.0	22
N-QCI	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 6.5	6.5	24
N-QCJ	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 7.0	7.0	28
N-QCK	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 7.5	7.5	30
N-QCL	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 8.0	8.0	32
N-QCM	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 8.5	8.5	34
N-QCN	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 9.0	9.0	36
N-QCP	Tubo endotraqueal con balón con línea radiopaca 9.5	9.5	38



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber