

**NUBENCO ENTERPRISES, INC.**

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: [info@nubenco.com](mailto:info@nubenco.com)**CANULA NASAL DE OXIGENO**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre genérico</b>              | Cánula nasal de oxígeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nombre comercial</b>             | <b>Cánula nasal de oxígeno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Marca</b>                        | <b>NUBENCO, marca registrada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fabricante</b>                   | Nubenco Enterprises Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importador</b>                   | <b>PharmeuRopea de Colombia.</b><br>Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia<br>PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28.<br><a href="mailto:ventas@pharmeuropa.com.co">ventas@pharmeuropa.com.co</a> .<br><a href="http://www.pharmeuropa.com.co">www.pharmeuropa.com.co</a>                                                         |
| <b>Composición del producto</b>     | Polivinilcloruro (PVC) y silicona.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Presentación del producto</b>    | Empaque en bolsa de celofán, que tiene impreso referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, registro sanitario y recomendaciones de uso. Caja plegadiza 50, 80, 100 unidades.                                                                                                                 |
| <b>Características del producto</b> | Material transparente, consta de cuatro partes: área nasal con puntas suaves, flexibles, atraumáticas y protector naso-labial en silicona manguera con canales internos de 2 metros de longitud y diámetro interno de 4mm, tubo sujetador con anillo graduable y adaptador cónico universal.                                     |
| <b>Indicaciones de uso</b>          | Dispositivo médico estéril de único uso, utilizado en la administración de oxígeno a bajo flujo, por fosas nasales.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Clasificación</b>                | Dispositivo médico invasivo. Riesgo IIa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Método de esterilización</b>     | Óxido de etileno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tiempo de vida útil</b>          | 5 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Registro sanitario</b>           | INVIMA 2017DM-0017164 <b>Válido hasta 16 de noviembre de 2027</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Controles de calidad</b>         | Apariencia, dimensiones (O.D./I.D.), resistencia del anillo, resistencia de las uniones, prueba de fuga, fuerza de tensión y tamaño.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precauciones de uso</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• No utilizar si el empaque no está íntegro.</li><li>• Producto descartable, manejo de residuos según norma establecida en país de comercialización.</li><li>• Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de insumos médicos.</li></ul> |

Jonathan Steeber

**NUBENCO ENTERPRISES, INC.**

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: [info@nubenco.com](mailto:info@nubenco.com)

| REFERENCIA    | DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES        |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>N-QL7</b>  | Cánula nasal de oxígeno adulto - XL |
| <b>N-QL9</b>  | Cánula nasal de oxígeno pediátrica  |
| <b>N-QLAL</b> | Cánula nasal de oxígeno neonatal    |



*Jonathan Steeber*

Jonathan Steeber