

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com**SONDA FOLEY**

Nombre Genérico	Sonda foley de látex cubierto con silicona
Nombre comercial	Sonda foley
Marca	NUBENCO, marca registrada
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
Importador	PharmeuRopea de Colombia. Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28. ventas@pharmeuropa.com.co . www.pharmeuropa.com.co
Composición del producto	Látex recubierto de silicona.
Presentación del producto	Envase externo en blíster e interno en bolsa de PVC texturizado, trae información básica de uso, lote, referencia, código de barras y registro sanitario. Caja cartón corrugado por 10 cajas. Cada caja con 10 unidades.
Características del producto	Producto estéril, desechable. Material biocompatible, suave, flexible y atraumático. Dos o tres vías de acceso en la parte superior para funciones diferentes. Refuerzo en Y en sondas de dos vías y en W en la de tres vías, conector codicolor para identificación por referencia. Vía 1. Ducto de aire con balón auto retentivo en la parte proximal, con capacidad de 5 a 15 mL en la sonda de 2 vías y hasta 30 mL en las sondas de 3 vías. Conector de inflado con válvula de seguridad libre de agujas compatible con jeringa Luer Lock – Luer Slip. Vía 2 Vía central de drenaje para evacuación, compatible con cualquier sistema de drenaje, trae impreso el calibre de la sonda y la capacidad del balón. Vía 3. Ducto adicional compatible a cualquier sistema de irrigación. La punta de la sonda es atraumática y cuenta con tres orificios para facilitar el drenaje. Guía de inserción para los calibres 8 y 10FR.
Indicaciones de uso	Dispositivo médico estéril, que sirve para drenaje urinario e irrigación.
Proceso de esterilización	Óxido de etileno
Tiempo de Vida Útil	5 años
Clasificación	Dispositivo médico invasivo. Riesgo IIa
Registro sanitario	INVIMA 2021DM-0024170 Válido hasta el 2 de Septiembre de 2031
Controles de Calidad	El producto cumple con los criterios EN1616 para las pruebas ausencia de material extraño, dimensiones, velocidad de flujo del lumen de drenaje y de irrigación, resistencia, seguridad de las conexiones, seguridad del balón, biocompatibilidad, esterilidad y residuo ETO.
Precauciones de uso	- No utilizar si el empaque no está íntegro. - Producto descartable, manejo de residuos según norma establecida en país de comercialización. - Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de insumos médicos.

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES	CODICOLOR
N-QOL1	Sonda Foley 8 Fr látex cubierto con silicona 2 vías con balón 3-5 mL y guía	Negro
N-QOQ1	Sonda Foley 10 Fr látex cubierto con silicona 2 vías con balón 3 -5 mL y guía	Gris claro
N-QOR2	Sonda Foley 12 Fr látex cubierto con silicona 2 vías con balón 5 ml/cc	Blanco
N-QOR3	Sonda Foley 12 Fr látex cubierto con silicona 2 vías con balón 5-15 mL/cc	Blanco
N-QOS3	Sonda Foley 14 Fr látex cubierto con silicona 2 vías con balón 5-15 mL/cc	Verde claro
N-QOT3	Sonda Foley 16 Fr látex cubierto con silicona 2 vías con balón 5-15mL/cc	Naranja
N-QOU3	Sonda Foley 18 Fr látex cubierto con silicona 2 vías con balón 5-15 mL/cc	Rojo
N-QOV3	Sonda Foley 20 Fr látex cubierto con silicona 2 vías con balón 5-15 mL/cc	Amarillo
N-QOW3	Sonda Foley 22 Fr látex cubierto con silicona 2 vías con balón 5-15 mL/cc	Morado
N-QOX3	Sonda Foley 24 Fr látex cubierto con silicona 2 vías con balón 5-15 mL/cc	Azul
N-QWU4	Sonda Foley 18 Fr Látex cubierto con silicona 3 vías con balón 30 mL/cc	Rojo
N-QWV4	Sonda Foley 20 Fr Látex cubierto con silicona 3 vías con balón 30 mL/cc	Amarillo
N-QWW4	Sonda Foley 22 Fr Látex cubierto con silicona 3 vías con balón 30 mL/cc	Morado
N-QWX4	Sonda Foley 24 Fr látex cubierto con silicona 3 vías con balón 30 mL/cc	Azul



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber