

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com**MASCARA LARINGEA EN SILICONA ESTÉRIL CON BALÓN DESCARTABLE**

Nombre Genérico	Máscara laríngea en silicona
Nombre comercial	Máscara laríngea en silicona estéril con balón descartable
Marca	NUBENCO, marca registrada
Fabricante	Nubenco Enterprises Inc.
Importador	PharmeuRopea de Colombia. Carrera 88 A No 64 D – 32 Bogotá D.C. Colombia PBX 2 23 05 62 Fax 2 23 07 28. ventas@pharmeuropa.com.co . www.pharmeuropa.com.co
Composición del producto	Tubos de vías aéreas, tubo elástico, balón, conector, tubo inflado, válvula y globo piloto en Polivinilcloruro (PVC) o silicona.
Presentación del producto	Empaque individual con la siguiente información impresa, referencia, lote, código de barras, fecha de fabricación y vencimiento, registro sanitario, otros registros. Caja por 1 unidad.
Características del producto	Dispositivo médico estéril para un solo uso. Consta de un anillo con neumotaponador siliconado de alto volumen y baja presión, en color azul, el cual se controla a través de un balón piloto, que tiene una válvula de seguridad anti retorno. Tubo con línea radiopaca, flexible y transparente, de textura lisa que permite una fácil y completa limpieza. Marcación en cm que permite precisar la posición. Conector universal compatible con cualquier sistema de ventilación.
Indicaciones de uso	Dispositivo utilizado para ventilar al paciente en procedimientos de asistencia ventilatoria.
Clasificación	Dispositivo médico invasivo. Riesgo II a
Método de esterilización	Óxido de etileno.
Tiempo de Vida Útil	5 años
Registro sanitario	INVIMA 2020DM-0021370 Valido hasta 11 de marzo de 2030
Controles de calidad	Cumple con las pruebas de dimensiones, conector, capacidad de deformación, seguridad de las uniones, sellado, residuo de EO y esterilidad.
Precauciones de uso	• No utilizar si el producto no está estéril. • Producto desechable. • Desechar según los protocolos de manejo de residuos hospitalarios. • Almacenar en lugar libre de humedad, teniendo en cuenta las recomendaciones de almacenamiento de insumos médicos.

Jonathan Steeber

NUBENCO ENTERPRISES, INC.

One Kalisa Way,

Paramus, New Jersey 07652-3508, USA

Telephone: (201) 967-9000

Fax: (201) 967-9444

Toll Free: (800) 633-1322

Email: info@nubenco.com

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN/ESPECIFICACIONES	APLICACIONES	TALLA/CAPACIDAD DEL BALON
N-RL1	Máscara laríngea en silicona estéril con balón 6 mL	Neonatos hasta 5 Kg	1.0- Capacidad hasta 6 mL
N-RLY	Máscara laríngea en silicona estéril con balón 10 mL	Infantes de 5 -10 kg	1.5- Capacidad hasta 10 mL
N-RL2	Máscara laríngea en silicona estéril con balón 15 mL	Niños de 10-20 Kg	2.0- Capacidad hasta 15 mL
N-RLZ	Máscara laríngea en silicona estéril con balón 21 mL	Niños de 20-30 Kg	2.5- Capacidad hasta 20 mL
N-RL3	Máscara laríngea en silicona estéril con balón 30 mL	Niños de 30-50 Kg	3.0- Capacidad hasta 30 mL
N-RL4	Máscara laríngea en silicona estéril con balón 45 mL	Adulto de 50-70 Kg	4.0- Capacidad hasta 45 mL
N-RL5	Máscara laríngea en silicona estéril con balón 60 mL	Adulto de 70-100 Kg	5.0- Capacidad hasta 60 mL



Jonathan Steeber

Jonathan Steeber