



## FICHA TÉCNICA EQUIPO DESLEUCOCITADOR PARA CONCENTRADO DE PLAQUETAS

Dirección Técnico-Científica No. DTC -120

FILTRO BIOP PLUS BS PF	
INFORMACIÓN BÁSICA	
Nombre del producto	Filtro BioP Plus BS PF
Referencia	42901
Descripción	Filtro para uso en la cabecera de la cama (BS) con Pre Filtro (PF) para remoción de leucocitos de 10 a 12 unidades de concentrado de plaquetas aleatorias
Presentación comercial	Embalaje: Caja de cartón corrugado Factor de empaque: Caja x 10 unidades Empaque primario: Empaque Individual Tipo Flow Wrap.
Marca	FRESENIUS KABI®
Uso o Destino	Indicado para retirar leucocitos mediante un proceso de filtración y durante la infusión del componente presentes en los concentrados de plaquetas y evitar las reacciones transfusionales adversas en los pacientes que reciben tratamientos con componentes sanguíneos.
Características Especiales	Filtro para remoción de leucocitos de $10$ a $12$ unidades de concentrado de plaquetas aleatorias o una unidad de concentrado de plaquetas obtenido por aféresis que contiene más de $4 \times 10^{11}$ plaquetas, para uso en la cabecera de la cama, con sistema de auto ventilación,



## FICHA TÉCNICA EQUIPO DESLEUCOCITADOR PARA CONCENTRADO DE PLAQUETAS

FICHA TÉCNICA

Dirección Técnico-Científica No. DTC -120

## FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

	con pre filtro de 200 $\mu$ m de abertura de malla, material filtrante confeccionado en fibra de poliéster. Eficiencia de filtración - leucocitos residuales $\leq 2 \times 10^5$ / unidad, sin necesidad de purga con solución salina o lavado después de la filtración.
Clasificación del Riesgo	IIB
Tipo de Dispositivo	INVASIVO
Registro sanitario INVIMA	INVIMA 2022DM-0005400-R1
Tiempo de Vida Útil	3 años después de la fecha de esterilización
Fecha Resolución	Resolución No. 2010005346 del 09/03/2010
Fecha vencimiento Registro	25/03/2032
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura: 5 - 30°C, Humedad Relativa Max: 70%
DATOS ADICIONALES	
Características	Recuperación de hemoglobina: > 90 % Certificaciones: Marca CE (MDD 93/42/EEC), enmienda 2007/47/EC Registro ANVISA 10154450110 Esterilización: Radiación gamma (25 Gray)



HB Supplier S.A. Distribuidor Autorizado

Dirección: Carrera 21a No. 172 - 17 Bogotá D.C, Colombia

PBX: 678 00 40 - Cel: 316 471 38 62 E-mail: corporativo@hbsupplier.com