

	FICHA TÉCNICA	Página 1 de 4
		ENERO 2024
	APÓSITO CORPORAL	Versión 10
		FT_AC_01

DATOS GENERALES

NOMBRE COMERCIAL: APÓSITO CORPORAL

MARCA: GOLY

VIDA UTIL: 2 AÑOS

REGISTRO SANITARIO: INVIMA N° 2015DM-0013143

RIESGO: I

TIPO DE DISPOSITIVO: NO INVASIVO

FABRICANTE: MARYDDAN MEDICA LTDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES: 4.8 cm x 7.6 cm

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja por 20 unidades



APÓSITO CORPORAL

20
Unidades

	FICHA TÉCNICA	Página 2 de 4
		ENERO 2024
	APÓSITO CORPORAL	Versión 10
		FT_AC_01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN:

El apósito corporal Goly esta elaborado con cinta micropore, color piel 100% rayón, suave, flexible y delgado con un adhesivo hipoalergénico, junto con una almohadilla fabricada de material no tejido, y un papel protector antiadhesivo.

CARACTERÍSTICAS:

- Hipoalergenico
- Para heridas superficiales
- Color piel
- 100% rayón, suave, flexible y delgado
- Libre de latex
- Fácil remoción para pieles sensibles y delicadas en períodos prolongados
- Apósito quirúrgico y adhesivo

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- Cómodo y versátil
- Mantiene la integridad y funcionalidad de la piel
- Evita el enrojecimiento y daño de la piel
- De fácil remoción con menor dolor y mayor rapidez y excelentes resultados estéticos
- Optimiza el proceso de cicatrización
- Calidad y precio
- Mejor opción para heridas superficiales
- Color piel brinda un aspecto limpio y estético

INDICACIONES DE USO:

- Para mejor adhesión, limpiar y secar la piel alrededor de la herida
- Retire cuidadosamente el papel protector del adhesivo
- Aplique sobre la parte afectada

ROTULADO CAJA:

- Nombre del producto
- Logo/Marca
- Lote
- Fecha de producción/Fecha de vencimiento
- Instrucciones de uso
- Composición

	FICHA TÉCNICA	Página 3 de 4
		ENERO 2024
		Versión 10
	APÓSITO CORPORAL	FT_AC_01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Unidades del empaque
- Código de barras
- Registro Sanitario
- Fabricante y lugar de fabricación

PRECAUCIONES:

Almacenar en lugares limpios y secos. Preferiblemente a temperatura ambiente, evitando la luz directa del sol

CONTAINDICACIONES:

Para uso de heridas superficiales, el apósito es para un solo uso. No utilizar en caso de que el empaque inmediato éste roto. Si se presenta irritación, suspender.

MÉTODO DE DESECHO:

Puede ser desechado en la basura

EMBAJALE X 100 CAJAS:

- Caja de cartón nueva y resistente (doble pared) que garantiza la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento
- Caja que facilita su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas y otros requerimientos en la misma litografía de la caja
- Caja debidamente rotulada indicando el nombre del producto

	FICHA TÉCNICA	Página 4 de 4
		ENERO 2024
		Versión 10
	APÓSITO CORPORAL	FT_AC_01

CONTROL DE CALIDAD

El dispositivo médico estará sujeto al control de calidad por medio de las siguientes inspecciones:

Dispositivo Médico	Pruebas
Apósito Corporal	Apariencia
	Adhesividad
	Color
	Funcionalidad
	Fácil desprendimiento