

	FICHA TÉCNICA	Página 1 de 3
		ENERO 2024
	APÓSITO OCULAR INFANTIL	Versión 10
		FT_AOI_01

DATOS GENERALES

NOMBRE COMERCIAL: APÓSITO OCULAR INFANTIL

MARCA: GOLY

VIDA UTIL: 2 AÑOS

REGISTRO SANITARIO: INVIMA N° 2015DM-0013143

RIESGO: I

TIPO DE DISPOSITIVO: NO INVASIVO

FABRICANTE: MARYDDAN MEDICA LTDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES: 4.5 cm x 6.7 cm

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja por 20 unidades



**APÓSITO OCULAR
INFANTIL**

20
Unidades

	FICHA TÉCNICA	Página 2 de 3
		ENERO 2024
	APÓSITO OCULAR INFANTIL	Versión 10
		FT_AOI_01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN:

El apósito ocular Goly esta elaborado con cinta micropore, color piel 100% rayón, suave, flexible y delgado con un adhesivo hipoalergénico, junto con una almohadilla fabricada de material no tejido, y un papel protector antiadhesivo.

CARACTERÍSTICAS:

- Hipoalergenico
- Color piel
- 100% rayón, suave, flexible y delgado
- Libre de latex
- Fácil remoción para pieles sensibles y delicadas en períodos prolongados
- Apósito quirúrgico y adhesivo

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- Cómodo y versátil
- Adaptado al tamaño de los niños
- Mantiene la integridad y funcionalidad de la piel
- Evita el enrojecimiento y daño de la piel
- De fácil remoción
- Calidad y precio

INDICACIONES DE USO:

- Para mejor adhesión, limpiar y secar la piel alrededor del ojo
- Retire cuidadosamente el papel protector del adhesivo
- Aplique sobre el ojo cerrado, manteniendo los músculos faciales relajados

ROTULADO CAJA:

- Nombre del producto
- Logo/Marca
- Lote
- Fecha de producción/Fecha de vencimiento
- Instrucciones de uso
- Composición
- Unidades del empaque
- Código de barras
- Registro Sanitario
- Fabricante y lugar de fabricación

	FICHA TÉCNICA	Página 3 de 3
		ENERO 2024
		Versión 10
	APÓSITO OCULAR INFANTIL	FT_AOI_01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRECAUCIONES:

Almacenar en lugares limpios y secos. Preferiblemente a temperatura ambiente, evitando la luz directa del sol

CONTAINDICACIONES:

El apósito es para un solo uso. No utilizar en caso de que el empaque inmediato éste roto. Si se presenta irritación, suspender

MÉTODO DE DESECHO:

Puede ser desechado en la basura

EMBAJALE X 100 CAJAS:

- Caja de cartón nueva y resistente (doble pared) que garantiza la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento
- Caja que facilita su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas y otros requerimientos en la misma litografía de la caja
- Caja debidamente rotulada indicando el nombre del producto

CONTROL DE CALIDAD

El dispositivo médico estará sujeto al control de calidad por medio de las siguientes inspecciones:

Dispositivo Médico	Pruebas
Apósito Ocular Infantil	Apariencia
	Adhesividad
	Color
	Funcionalidad
	Fácil desprendimiento