



LA SUSCRITA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPROMED S.A.S



FICHA TÉCNICA

Que en nuestra calidad de fabricantes de productos ortopédicos (Inmovilizador Ortopédico), vendemos un producto que puede ser usado por personal médico, para inmovilizar hombro, brazo, clavícula y miembros inferiores; y certificamos que el inmovilizador cumple con las siguientes especificaciones abajo descritas y que a lo largo del proceso de producción se realizan los controles e inspecciones de calidad garantizando un producto de las siguientes características:

1. GENERALIDADES:

Inmovilizador de hombro: órtesis de hombro con inmovilizador de banda para traumas e inestabilidad. Su diseño en forma de bolsa da soporte al antebrazo y la banda se coloca alrededor del tronco para garantizar la inmovilidad del hombro.

CUALIDADES

- Higiene absoluta en el producto
- Contextura y rigidez en el material
- Excelente calidad
- Es suave y cómodo

En la elaboración se llevan a cabo los siguientes procedimientos:

Los materiales, son llevados a la zona de corte y acondicionamiento, donde se cortan y se adecuan a las tallas requeridas, de acuerdo con las especificaciones comerciales solicitadas en esta información.

Los inmovilizadores ortopédicos luego son empacados en bolsa de polietileno.





2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INMOVILIZADOR DE HOMBRO:

- a) Material:
 - Tela de yersilon acolchada
 - Reata
 - Hebilla
- **b)** Usos: fracturas, esguinces y lesiones de hombro
- **c) Modo de uso:** El codo debe quedar a 90º y alineado con la mano. Su posición debe estar a la altura del pecho. No se debe retirar la banda para así lograr los efectos esperados.
- **d) Empaque:** Individual, en bolsa transparente de polietileno que lleva todas las leyendas de tipo informativo referentes al producto y normatividad vigente.
- e) Talla (s): S, M, L y XL
- f) Fecha de vencimiento: según fecha de fabricación (5 años vida útil)
- 3. ALMACENAMIENTO. Conservar el producto en su empaque bien cerrado, proteger a la exposición al calor excesivo, a la luz solar, humedad, separado del piso y pared, retirado de agentes contaminantes y de otros productos que puedan afectar su calidad.
- 4. REGISTRO SANITARIO: 2020DM-0005268-R1

ING. NUVIA AGUIRRE AMADO DIRECTORA TÉCNICA

Nuis Aguire Ands.