

GEL CONDUCTOR "KOL GEL"

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO:	GEL CONDUCTOR
MARCA:	"KOL-GEL"
FORMA FARMACEUTICA:	GEL
PRESENTACIONES COMERCIALES:	TUBO X 250 MI GALON X 3785 mL
	Por su composición elevada en iones, el producto GEL CONDUCTOR "KOL-GEL", es un gel indicado en todo tipo de procedimientos electromédicos que requieran transmisión de impulsos eléctricos de piel a electrodo con un bajo nivel de ruido (ECOGRAFIAS, ECG, MONITOREO, TENS, DESFIBRILACION, ETC) con la ventaja de que es un producto hidrosoluble, hipoalergénico que no irrita ni sensibiliza la piel.
USO DEL PRODUCTO:	El producto al ser hidrosoluble, no mancha la ropa; y al no contener sal ni cloruros dentro de su composición, se previene el ataque a electrodos y/o terminales de los equipos de diagnóstico.
	La alta viscosidad del producto así como la ausencia de burbujas y micorburbujas de aire en el producto aseguran un excelente campo de visión durante la realización del diagnóstico requerido, una mejor lubricación del área o zona requerida y una imagen más nítida y de mayor penetración.

VENDAS ELÁSTICAS VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO VENDAS FIJAS GEL CONDUCTOR FIJADOR CELULAR



FORMA DE USO DEL PRODUCTO.	Cada vez que lo requiera, aplique una pequeña cantidad de GEL CONDUCTOR "KOL-GEL" sobre la piel en el área de contacto o directamente en el electrodo y proceda a realizar el procedimiento electromédico que requiera. Una vez termine su procedimiento retire el gel residual con un pañuelo facial.		
ALMACENAMIENTO	Guarde en lugar fresco y seco. No se almacene en lugar donde la temperatura supere los 30°C.		
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD A PRODUCTO TERMINADO	CARACTERISTICA	ESPECIFICACIO	ON
	ASPECTO	Gel viscoso, de aspecto homogéneo, libre de partículas extrañas suspendidas o precipitadas.	
	COLOR	Azul/ Transparente	
	OLOR	Característico, no desagradable.	
	PH	6,0-7,0	
	VISCOSIDAD	80.000 a 90.000 cps (7:10) viscosímetro Brookfield.	
	DENSIDAD APARENTE	0,9710 –0,9820 g/ mL	
	CONDUCTIVIDAD	95,0 – 105 ,0 <i>u</i>	S / Cm ²
	HUMEDAD	60 – 70 %	
ESPECIFICACIONES MICROBIOLOGICAS:	RECUENTO DE BACTERIAS MESÓFILAS		< 10 UFC/ml
	COLIFORMES TOTALES		AUSENTES
	RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS		< 10 UFC/ml
	STHAPILOCOCCUS AUREUS		AUSENTE
	PSEUDOMONAS AERUGINOSA		AUSENTE

VENDAS ELÁSTICAS VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO VENDAS FIJAS GEL CONDUCTOR FIJADOR CELULAR



ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO	 El producto no reviste riesgo alguno para su manipulación y uso. No obstante no lo ingiera ni lo inhale y manténgalo fuera del alcance de los niños. Mantenga el producto en lugar limpio, fresco y seco, debidamente tapado e identificado dentro de sus envases originales. Almacene el producto sobre estantes o estibas que aíslen el producto del contacto directo con pisos, paredes o techos de la zona de almacenamiento. 	
PRESENTACION COMERCIAL	El producto es comercializado en presentaciones unitarias que corresponden a: Tubo plástico x 250 ml, con tapa flip-top dosificadora, debidamente etiquetado e identificado. Galón plastico x 3785 ml, con subtapa y tapa rosca de seguridad con cintilla, debidamente etiquetado e identificado. Los datos impresos en las etiquetas del producto deben ser claros, legibles; la tinta de impresión no debe correrse por contacto con las manos o manipulación directa.	

NOTA: Esta información se suministra a manera de información y corresponde al conocimiento que tenemos de nuestro producto, sin embargo el buen uso final dado al producto es responsabilidad única y exclusiva del cliente.