

Nombre técnico del producto: ROLLO DE PAPEL TIVEK DE 70 METROS

Marca: YIPAK

Fabricante: ANQING YIPAK PACKAGING MATERIAL CO LTD

Número del registro sanitario: 2019DM-0020843

Material de elaboración: Polipropileno

Clasificación del riesgo: I

Método de esterilización (vapor, óxido de etileno): Producto no Estéril

Numero de reúsos recomendado o condiciones de reprocesamiento: No aplicable dispositivo de un solo uso

Presentación: ROLLO

Contenido del Kit (cuando aplique): No aplicable dispositivo

Indicaciones de uso recomendadas: Material de envasado y empaque para todos los sistemas de esterilización.

Recomendaciones de utilización del producto: Fácil sellado por todas las máquinas de sellado térmico, Tres líneas selladas alineadas - evitando efectivamente grietas, Cáscara limpia: separe fácilmente la película del papel sin que se rompa, Sin plomo y sin látex: área impresa minimizada en y entre la capa sellada de papel y película para evitar la contaminación del instrumento.

Precauciones: Evite sobre todo humedad, salpicaduras de agua y contacto con elementos cortopunzantes durante su almacenamiento.

Disposición final: Este producto después de su uso o mezcla con residuos infecciosos o de riesgo biológico, así como parcialmente utilizado, vencido y/o deteriorado, incluyendo su empaque debe ser separado en recipiente o bolsa roja identificada como riesgo biológico o infeccioso para ser posteriormente desechado de acuerdo a las políticas internas de la institución que lo genera, dando cumplimiento a la reglamentación nacional actualmente vigente.

Rollo de esterilización Tyvek

Los Rollos y Bolsas TYVEK® están fabricados con un material plástico neutro y transparente despegable certificado de 60 Gr. que proviene de una capa especial de poliéster y polietileno y con un material certificado llamado TYVEK® con marca registrada en la agencia exclusiva de la compañía DuPont™

1. Un lado está hecho de Tyvek®, con resistencia superior a la rotura y resistencia a la punción, excelente resistencia a la penetración microbiana.
2. Una cara es una película transparente, fácil de identificar en artículos empacados.
3. Disponible para sistema de peróxido de hidrógeno y gas ETO, gamma, esterilización por haz de electrones.

Usos:

Material de envasado y empaque para todos los sistemas de esterilización.

Rollo Tyvek

Artículo No.	Medida
YTR-075	75mm × 70m
YTR-100	100mm × 70m
YTR-150	150mm × 70m
YTR-200	200mm × 70m
YTR-250	250mm × 70m
YTR-300	300mm × 70m
YTR-350	350mm × 70m
YTR-400	400mm × 70m
YTR-500	500mm × 70m
YTR-600	600mm × 70m
Non-standard size	Upon request