

Roche

Nuevo

¡Las ideas simples son las más inteligentes!

ACCU-CHEK® Instant S



Alto

En rango

Bajo



Fácil

Rango de colores indica si el resultado se encuentra alto, bajo o en rango, no necesita configuración.



Una muestra más pequeña

Indicador de error.



Resultados exactos

Exactitud que supera las exigencias de la normatividad ISO 15197: 2013 muestreo de tipo de sangre capilar, venosa, arterial neonatal.

ACCU-CHEK®

Roche

ACCU-CHEK® Instant S

Tiras Reactivas Accu-Chek® Instant

Principio de medición	FAD glucosa dehidrogenasa (GDH) electromecánica.
Rango de medida	0.6 a 0.3 mmol/ μ L.
Tiempo de medida	Menos de 4 segundos.
Temperatura de operación	10% a 90%.
Vencimiento de Tira de Prueba	18 meses después de la fecha de producción: Las tiras de prueba permanecen estables hasta la fecha de vencimiento impresa en el vial de tira de prueba, aún después de abrir (el contenedor de tira de prueba debe estar herméticamente cerrado después de remover cada tira de prueba).
Volumen de prueba	0.6 μ L.
Rango de hemtrocitos	10% a 65%.
Altitud	Hasta 3.094 metros (10.150 pies) por encima del nivel del mar.
Tipo de muestra	Capilar, venosa, arterial, neonatal.
Metodo de referencia	Hexokinasa con desproteinización convertida en valores de plasma de acuerdo con la recomendación de IFCC.



Glucómetro Accu-Chek® Instant S

Rango de Medición	10-600 mg/dL.
Volumen de sangre	0.6 μ L.
Tiempo de respuesta	<4 segundos.
Tipo de batería	1 pilas de 3 voltios CR2032.
Duración de la batería	1.000 resultados, 1 año aproximadamente.
Apagado automático	90 segundos después de una medición, 15 segundos después de retirar la tira o 5 segundos después de mostrar la pantalla la ultima medición.
Memoria de resultados	720 resultados que pueden consultarse mediante software externo, valores promedio de 7, 30 y 90 días.
Temperatura de funcionamiento	4°C a 45°C.
Humedad del aire	de 10% a 90%.
Altitud de funcionamiento	Hasta 3.094 metros sobre el nivel del mar.
Tamaño	77.1 x 48.6 x 15.3 mm (largo x ancho x alto).
Peso	Aprox. 40 gr (pilas incluidas).
Tiras reactivas	Accu-Chek® Instant.
Transferencia de Datos	Bluetooth y micro USB.



El sistema Accu-Chek® Instant S cumple con los requisitos estipulados por la norma ISO 15197:2015
Accu-Chek® y Accu-Chek® Instant S son marcas registradas de Roche Diabetes Care GmbH.
©2018 Importado y distribuido por Productos Roche S.A. Carrera 44 # 20-21 Bogotá, Colombia.

Registro Sanitario No. 2017DM-0016162



Línea ACCU-CHEK®
01 8000 125 215



www.accu-chek.com.co



Accu-Chek Colombia



youtube.com/user/AccuCheckCo

ACCU-CHEK®