

FICHA TÉCNICA**Código Dispositivo: 0005710045****Nombre del Producto: DUOVISC**

Descripción del Dispositivo	Para proporcionar dos materiales viscoelásticos con propiedades físico – químicas diferentes, que pueden ser utilizados para distintas funciones en las cirugía de cataratas. DUOVISC™ está indicado para utilizarse como ayuda en la cirugía del segmento anterior, durante la extracción de cataratas e implantación de lentes intraoculares (LIO).
Composición	VISCOAT contiene 30mg/mL de Hialuronato de sodio; 40mg/mL de Sulfato de Condroitina Sódica; 0.45mg/mL de Fosfato dihidrógeno Sódico, monohidrato; 2.0mg/mL de Fosfato disódico Anhidro; 4.3mg/mL de Cloruro de Sodio, Hidróxido de Sodio y/o ácido hidroclicórico para ajustar pH, agua para inyección c.s agregar 1mL. Cada mL de PROVISC® contiene 10.0 mg de Hialuronato de sodio; 2.0 mg de fosfato disódico anhidro; 0.45 mg de dihidrógeno fosfato sódico monohidrato; 7.5 mg de cloruro sódico; ácido clorhídrico y/o hidróxido sódico para ajustar el pH y agua para inyección.
Presentación de Ventas	VISCOAT Jeringa prellenada x 0.5mL + PROVISC Jeringa prellenada x 0.55mL.
Fabricante	SA ALCON-COUVREUR NV Rijksweg 14, B-2870 Puurs (Bélgica)
Condiciones de Almacenamiento	Mantener entre 2°C y 8°C. Proteger de la luz. No congelar
Vida útil	36 meses

VERSIONES FICHA TÉCNICA		
PRODUCTO: DUOVISC		
CODE: 0005710045		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO
1.0	18-Mar-2022	Creación de Ficha Técnica Versión 1.0

Nombre y Firma del Autor del Documento: