

Ficha Técnica

BD INSYTE™

Descripción

BD Insyte™ Es un sistema cerrado integrado de infusión periférica (Catéter + extensión + tapón hidrófobo) de un solo puerto, con difusor de presión en la punta del catéter, con sistema de bioseguridad pasiva, contención de sangre, fabricado en Vialon™, que permite presiones hasta de 325 PSI diseñado para inyecciones de alta presión en radiología.

Indicación de Uso

BD Insyte™ Es un catéter intravenoso, periférico para venoclisis

Composición de Producto

BD Insyte™ está compuesto de Acero inoxidable, Vialon™ (poliuretano), Sulfato de Bario, Polipropileno, Policarbonato, Silicona, papel grado médico, Resina Epoxica

Características

Material Vialon™: Biocompatible

Tromboresistencia: Paredes lisas, no estimula la agregación plaquetaria evitando así la formación de trombos.

Termosensible: material que se ablanda hasta un 75 % en el interior del vaso sanguíneo, favoreciendo el mayor tiempo de permanencia del catéter en el acceso vascular.

Mayor resistencia tensil: Comparativamente con materiales de P.V.C (Policloruro de Vinilo) y el FEP (Fluorados de Polímero de etileno), se ha comprobado una mayor resistencia tensil.

Memoria elastómerica: Material biocompatible, que genera mayor resistencia al acodamiento/quiebre del catéter dentro del acceso vascular. Es asociado a una menor incidencia de flebitis mecánica (50%) comparado con los catéteres de FEP y PVC.

Biocompatible: No reacciona con las células del cuerpo, representando un mayor tiempo de permanencia en el acceso vascular, menores complicaciones para el paciente y menor número de catéteres por estancia hospitalaria.

Bisel " Precision Glide": Tribicelado con bordes de ángulo agudo, libre de irregularidades, lo que disminuye la fuerza de penetración a través de la piel y la pared vascular.

Punta doblemente conificada: Previene el arremangamiento del catéter en el momento de la inserción, con un doble proceso de conificación por Radiofrecuencia.

Diseño ergonómico y cámara de reflujo: Material transparente, rápida visualización de flujo del retorno sanguíneo.

Conector Luer Lock del pabellón: Garantiza una conexión segura.

Material radiopaco encapsulado: Favorece la radiopacidad y evita el contacto del Sulfato de Bario con las paredes del vaso y el torrente sanguíneo.

Cánula con Tecnología BD Instaflash™: Facilita la visualización inmediata de la sangre en el momento de la inserción en calibres 24N GA.

Proceso de siliconización del catéter y aguja: Facilita el desplazamiento del catéter dentro del acceso vascular.

Información General

Nombre Genérico



Catéter intravenoso periférico convencional
Vialon™

Registro Invima

INVIMA 2015DM-0003510-R1

Fecha Vigencia Registro*

28 de Septiembre de
2025

Fabricante

BECTON DICKINSON INFUSION
THERAPY SYSTEMS INC.
ESTADOS UNIDOS.

Importador

BECTON DICKINSON DE
COLOMBIA LTDA. / CROSSWELL
DE COLOMBIA S.A.S.

Tipo de Dispositivo

INVASIVO

Clasificación Riesgo

Ila

Vida útil

5 años

Técnica de Esterilización

Óxido de Etileno



Responsable: Marketing MDS No. Revisión: 01 Ficha No. 0023



© 2024. BD, el logotipo de BD, BD Insyte™, son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company

Para uso Informativo, No es la fuente de Consulta para USO de producto

Medidas de Seguridad

Producto para usar una sola vez.

Condiciones de Almacenamiento

Manténgase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

Sku	Descripción	Unidad De Empaque
38832214	INSYTE 14GA X 1.75IN	Caja por 200
381254	INSYTE GRAY 16GA X 1.16IN	Caja por 50
38831714	INSYTE 18GA X 1.16IN	Caja por 200
38831414	INSYTE 20GA X 1.16IN	Caja por 200
38831214	INSYTE 22GA X 1.0IN	Caja por 200
38831114	INSYTE 24GA X 0.75IN	Caja por 200
381211	INSYTE-N YEL 24GA X .56IN	Caja por 50

