



Aguja Hipodérmica BD Microlance™

1. DESCRIPCIÓN COMERCIAL		No. REVISIÓN	No.FICHA		
BD Microlance™		R-04	FT-015		
NOMBRE GENÉRICO	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA				
	PRODUCTO IMPORTADO				
Aguja Estéril Hipodérmica	SI	X	NO		
2. REGISTRO INVIMA					
NÚMERO REGISTRO INVIMA		FECHA DE VIGENCIA REGISTRO INVIMA			
INVIMA 2016DM-0003493-R1		02 de Marzo de 2026			
TITULAR DEL REGISTRO INVIMA		BECTON DICKINSON			
IMPORTADOR(es)	Becton Dickinson de Colombia Ltda - Cota/ Cundinamarca.	TÉCNICA DE ESTERILIZACIÓN		Óxido de Etileno.	
FABRICANTE	Becton Dickinson and Company Limited con Domicilio en Irlanda. Becton Dickinson S.A con domicilio en España.				
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IIA	VIDA UTIL		5 AÑOS	
DISPOSITIVO MÉDICO REUTILIZABLE	NO	TIPO DE DISPOSITIVO		Invasivo	
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO					
Aguja hipodérmica estéril, tribiselada, libre de irregularidades, pabellón traslúcido normatizados internacionalmente, libre de látex.					
4. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO					
Aguja en acero inoxidable, pabellón en Polipropileno, funda de la aguja en polipropileno, empaque primario compuesto por papel termosellable y película termoformable.					
5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO					
Aguja tribiselada Precision Glide: Garantiza menor dolor, menor fuerza en la penetración y mejor proceso de cicatrización.					
Pulimento electrónico: Garantiza un deslizamiento suave a través de la piel hasta los tejidos, dismunyendo trauma y dolor.					
Paredes regulares: Presenta menos acero en la pared de la cánula, generando un mejor diámetro interno.					
Sistema de lubricación: Forma única de siliconización de la totalidad de la cánula, que disminuye la fricción, garantizando mayor suavidad en la superficie de la aguja.					
Pabellón: Traslúcido con colores normatizados internacionalmente de acuerdo al calibre de la aguja.					
6. RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO					
Preparación y administración de: medicamentos, soluciones, tratamientos.					
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO					
Mantener la integralidad del empaque.					
Usar una sola vez.					
Usar una sola vez.					
Presentación	Catálogo		Unidad de Empaque		
Aguja hipodérmica 25 G x 1	300400		Caja x 100/1000 unidades		
Aguja hipodérmica 30GA x 1/2IN	304000		Caja x 100/1000 unidades		
9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO					
Mantengase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.					
ELABORADO POR			FECHA		
			DIA	MES	AÑO
Enf. Mario Alberto López Ayala. Especialista de Producto			8	7	2020
					