

 Agujas Hipodérmicas BD PrecisionGlide™				
1. DESCRIPCIÓN COMERCIAL		No. REVISIÓN	No.FICHA	
BD PrecisionGlide™		R-03	FT-012	
NOMBRE GENÉRICO	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA			
	PRODUCTO IMPORTADO			
Agujas Esteriles Hipodérmicas	SI	X	NO	
2. REGISTRO INVIMA				
NÚMERO REGISTRO INVIMA		FECHA DE VIGENCIA REGISTRO INVIMA		
INVIMA 2018DM-0017986		09 de Mayo de 2028		
TITULAR DEL REGISTRO INVIMA		BECTON DICKINSON		
IMPORTADOR(es)	Becton Dickinson de Colombia Ltda - Cota/ Cundinamarca.	TÉCNICA DE ESTERILIZACIÓN		Óxido de Etileno.
FABRICANTE	Becton Dickinson Infusion industriales Cirurgicas Ltda Brasil. Becton Dickinson de Mexico S.A de CV con domicilio en Mexico. Becton Dickinson and Company con domicilio en Estados Unidos. Becton Dickinson and Company Limited con domicilio en Irlanda; Becton Dickinson, S.A con domicilio en España			
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IIA	VIDA UTIL		5 AÑOS
DISPOSITIVO MÉDICO REUTILIZABLE	NO	TIPO DE DISPOSITIVO		invasivo
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO				
Aguja hipodérmica estéril, tribiselada, libre de irregularidades, pabellón traslúcido normatizados internacionalmente, libre de látex.				
4. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO				
Aguja en acero inoxidable, pabellón en Polipropileno, funda de la aguja en polipropileno, empaque primario compuesto por papel termosellable y película termoformable.				
5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				
Aguja tribiselada Precision Glide: Garantiza menor dolor, menor fuerza en la penetración y mejor proceso de cicatrización. Pulimento electrónico: Garantiza un deslizamiento suave a través de la piel hasta los tejidos, disminuyendo trauma y dolor. Paredes regulares: Presenta menos acero en la pared de la cánula, generando un mejor diámetro interno. Sistema de lubricación: Forma única de siliconización de la totalidad de la cánula, que disminuye la fricción, garantizando mayor suavidad en la superficie de la aguja. Pabellón: Traslúcido con colores normatizados internacionalmente de acuerdo al calibre de la aguja.				

6. RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO

Preparación y administración de: medicamentos, soluciones, tratamientos.

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Mantener la integralidad del empaque.

Usar una sola vez.

Usar una sola vez.

Presentación	Catálogo	Unidad de Empaque
Aguja hipodérmica estéril 16 G x 1	305197	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 16 G x 1 1/2"	305198	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 18 G x 1	302346	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 18 G x 1 1/2"	302347	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 19 G x 1 1/2"	305189	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 20 G x 1	302349	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 20 G x 1	301971	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 20 G x 1 1/2"	302350	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 21 G x 1	300054	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 21 G x 1 1/2"	302352	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 21 G x 1 1/2"	300340	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 22 G x 1	302353	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 22 G x 1 1/2"	302354	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 23 G x 1	302355	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 23 G x 1	300388	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 25 G x 5/8"	302357	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 26 G x 1 1/2"	305111	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 27 G x 1 1/2"	302358	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 27 G x 1 1/2"	301982	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 30 G x 1	305108	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 30 G x 1/2"	305107	Caja x 100/1000 unidades
Aguja hipodérmica estéril 30 G x 1/2"	304000	Caja x 100/1000 unidades

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Mantengase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

ELABORADO POR	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
Enf. Mario Alberto López Ayala. Especialista de Producto	28	4	2020

