

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: ABSORBENTE DESECHABLE PARA ADULTOS CONTENT ULTRASEC	NOTIFICACIÓN SANITARIA: NSOA05905-17CO VIGENTE HASTA: ABR/2024	DESCRIPCIÓN PRODUCTO: PAÑAL DESECHABLE PARA INCONTINENCIA FUERTE
TITULAR Y FABRICANTE: TECNOSUR S.AS. CONJUNTO INDUSTRIAL PARQUE SUR; VILLA RICA, CAUCA. COMERCIALIZADO POR: TECNOQUIMICAS S.A. Y TECNOSUR S.A.S.		
PAIS DE ORIGEN : COLOMBIA		
COMPONENTES:	COMPONENTES: celulosa, superabsorbente (poliacrilato de sodio), polipropileno, polietileno, poliéster, adhesivos, elásticos, COMPONENTS: Cellulose, superabsorbent (sodium polyacrylate), polypropylen, polyethylene, polyester, adhesives, elastics.	
TIPO DE PRODUCTO:	Producto absorbente de higiene personal de uso externo	

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS:	Sistema superabsorbente con doble colchón (doble capa de pulpa) que absorbe rápidamente, gel superabsorbente que retiene y gelatiniza los líquidos en el interior del pañal y ayuda a neutralizar el olor a orina, producto con indicador de humedad, cintura elastizada para garantizar un mejor ajuste, bandas respirables abullonadas y supersuaves, cinta mecánica pega-despega, barreras altas y cómodas para prevenir filtraciones, capa extra-seca reforzadas que mantiene seca los genitales del adulto evitando filtraciones, elásticos curvos que permiten un mejor diseño anatómico y mejor ajuste al cuerpo, cubierta impermeable tipo tela supersuave. libre de sustancias extrañas		
CONTENIDO	Bolsas Por: 1/ 2/ 3/ 6/ 8/ 9/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 21/ 22/ 24/ 26/ 28 /30/ 32/ 34/ 36/ 38/ 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50/ 52/ 54/ 56/ 58/ 60 /90/100/120/150/200 Unidades TAMAÑOS: Tallas S, M, L, XL.		
ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO:	PESO (g)	TALLA S: Min: 88.0 Max: 95.0 TALLA M: Min: 108.2 Max: 115.2 TALLA L: Min: 122.7 Max: 128.7 TALLA XL: Min: 128.2 Max: 135.2	
	LARGO (mm/cm/pulgadas)	TALLA S:Min: 660/66/26" Max: 680/68/27" TALLA M: Min: 790/79/31" Max: 810/81/32" TALLA L: Min: 940/94/37" Max: 960/96/38" TALLA XL:Min: 960/96/38" Max: 970/97/38"	
	ANCHO (mm/cm/pulgadas)	TALLA S: Min:390/39/15" Max: 410/41/16" TALLA M: Min: 390/39/15" Max: 410/41/16" TALLA L: Min: 390/39/15" Max: 410/41/16" TALLA XL: Min: 390/39/15" Max: 410/41/16"	
	ANCHO TOTAL (Incluido side Panel) (mm/cm/pulgadas)	TALLA S: Min: 480/48/19" Max: 560/56/22" TALLA M: Min: 560/56/22" Max: 640/64/25" TALLA L: Min: 700/70/31" Max: 780/78/27" TALLA XL:Min: 730/73/29" Max: 810/81/32"	
	CINTURA (mm/cm/pulgadas)	TALLA S: Min:550/ 55/22" Max:850/ 85/33" TALLA M Min:700/70/30" Max:1100/110/45" TALLA L: Min:900/90/35" Max: 1450/145/60" TALLA XL:Min:1400/ 140/55" Max:1650/ 165/65"	

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

	PESO USUARIO(Kg / Lb)	TALLA S: Menos de 50Kg 110Lb TALLA M: 45-75 Kg 100-165Lb TALLA L: 75-110Kg 155-240 Lb TALLA XL: Mayor a 100Kg 220Lb
	ABSORCIÓN (g)	Min: 800
	SELLADO (N)	Min: 2.5
	ADHESIVIDAD DE CINTAS (N)	Min: 10
	RETORNO DE HUMEDAD (g)	Max: 60
	TIEMPOS DE ABSORCIÓN (s)	Max: 250
	CERTIFICACIÓN DE CALIDAD:	SELLO ICONTEC NTC No. 2882 Pañales desechables para incontinencia fuerte Sistema de Calidad: ISO 9001: versión 2015
MATERIAL DE EMPAQUE		
EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO:	Bolsas de polietileno (100% Reciclable)	
INSTRUCCIONES DE USO		
PERSONA DE PIE	PASO 1. Retire el pañal envuélvalo hacia el centro y deséchelo. poner un pie hacia delante para evitar la pérdida del equilibrio. PASO 2. Limpie el área de genitales con toallas humedad content, hidrate la piel y en la zona de contacto con el pañal aplique crema protectora. PASO 3. Ponga el pañal desde atrás hacia delante, selle y acomode. en los hombres tenga precaución que el pene quede hacia abajo. PASO 4. Retire los guantes deséchelos y ponga ropa al paciente.	
PERSONA SENTADA	PASO 1. Con ayuda de otro cuidador, levante el paciente para retirar el pañal envolviendo hacia adentro. PASO 2. Limpie el área de genitales con toallas humedad content, hidrate la piel y en la zona de contacto con el pañal aplique crema protectora. PASO 3. Selle el pañal y en los hombres tenga precaución que el pene quede hacia abajo PASO 4. Retire los guantes deséchelos y ponga ropa al paciente.	
PERSONA ACOSTADA	PASO 1. Despegar las cintas, retire la parte frontal del pañal y envuélvalo hacia adentro. PASO 2. Movilice al paciente de lado ponga el protector de cama y termine de retirar el pañal sucio. PASO 3. Haga higiene de genitales con toallitas húmedas Content. PASO 4. Limpie el área, hidrate la piel y en genitales y glúteos aplique crema protectora. PASO 5. Ponga el pañal limpio cerca de cuerpo y rote nuevamente al paciente. PASO 6. Selle el pañal y en los hombres tenga precaución que el pene quede hacia abajo. PASO 7. Retire los guantes deséchelos y ponga ropa al paciente	

INDICACIONES

Absorbente desechable de uso externo

RECOMENDACIONES

No arrojes los pañales usados al sanitario. Arrójalos al cesto de basura

Recicla la bolsa del empaque.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

PRECAUCIONES

Mantenga alejado de cualquier fuente que genere llamas o fuego. para evitar cualquier riesgo de asfixia no permita que el adulto manipule el producto o alguna de sus partes, mantenga las bolsas plásticas del empaque alejadas del adulto. deseche cualquier pañal si está rasgado o con partes desprendidas.

Si observa en la piel del adulto una sustancia gelatinosa transparente, no se alarme, esta proviene de los componentes del pañal y no representan ningún riesgo; retírela con toallitas húmedas o un paño limpio.

Si el adulto presenta irritación persistente, consulta al médico. uso externo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar fresco, limpio, seco alejado de la humedad y protegido de la luz solar directa. no almacenar cerca de detergentes, solventes, desinfectantes o sustancias aromáticas. ver lote y fecha de fabricación al costado del paquete.

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOTE

Codificación directamente sobre el costado del paquete, con tinta indeleble sistema inject con la siguiente composición:

LOTE: XXXXXX -X

FAB: DD/MMM/AA HH:MM:SS

VENCE: MMM/AA-YYY

YYY: Identificación especial para facilitar la trazabilidad de insumos en el producto terminado.

JUSTIFICACION DE BONDADES Y PROCLAMAS

TECNOLOGIA RAPISORB: Es la combinación de superabsorbente, subcapa y pulpa para facilitar un ingreso de líquido más rápido, frente a la versión de Content anterior.

VIDA ÚTIL (HASTA 24 MESES)

Se incluye en cada bolsa de empaque primario ubicada en el costado del producto. se marca con tinta indeleble mes/año de vencimiento (24 meses)

L. Morera

ELABORADO: LORENA MORERA
FECHA: MAY-2023

firmado.

APROBADO: CARMEN JURADO
FECHA: MAY-2023