



FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Nombre Comercial del Producto :	BALON BAKRI	 
Nombre Técnico:	BALON PARA HEMORRAGIA POST PARTO (hpp)	
Marca:	Cook Medical	
Modelo y/o Familia:	Postparto	
Referencias:	J-SOSR-100500	
País de Origen:	EEUU	
Registro Sanitario o Permiso de Comercialización:	INVIMA 2020DM-0006652-R1	
Clasificación de Riesgo:	II a	
Tipo de Dispositivo:	Invasivo de Uso Transitorio	
Vida Util del Producto:	3 años	
Producto Esteril o Limpio:	Esteril	
Almacenamiento:		
Descripción y características del Producto:	Balon Postparto para control o reduccion de la hemorragia uterina cuando resulte adecuado utilizar un tratamiento conservador,100% de silicona, NO CONTIENE LATEX, De fácil colocación, Simplifica el control del sangrado, evitando de manera potencial la histerectomía, Taponamiento eficaz de la cavidad uterina, Incluye una jeringa de 60 mL, UN SOLO USO, TIEMPO MÁXIMO EN CAVIDAD 24 HORAS	
Composición:	Balon: silicona, Adaptador de Bloqueo: acetal adhesivo silicona (Nusil Med)	
Especificaciones técnicas:	Calibre 24 Fr, 54 cm de largo, volumen del balon 500cc	
Usos y Aplicaciones:	Parto vaginal ↓ Aplicar un agente uterotónico ↓ Aplicar taponamiento ↓ Embolización de la arteria uterina ↓ Laparotomía con sutura de compresión ↓ Histerectomía Balón Bakri (La colocación del balón Bakri puede evitar una histerectomía) Parto por cesárea ↓ Aplicar un agente uterotónico ↓ Aplicar taponamiento ↓ Sutura de compresión ↓ Embolización de la arteria uterina ↓ Histerectomía	
Información Importante: N/A		