

Agujas hipodérmicas



País de procedencia: Estados Unidos.

Unidad de venta: Caja x 100 unidades.

Registro Invima: 2018DM-0017986

Uso:

- Hospitales
- Clínicas
- EPS
- IPS
- Consultorios
- Urgencias
- Salas de cirugía

Características:

- Estéril en óxido de etileno.
- Acero inoxidable.
- Aguja tribiselada precisión glide, el cual disminuye el trauma tisular y el dolor al momento de la punción e introducción.
- Presencia de tres biseles en uno, para garantizar una inyección con menor dolor, menor fuerza de penetración y mejor proceso de cicatrización.
- Siliconización de la totalidad de la cánula, la cual disminuye la fricción, creando una aguja con una superficie más suave.

- Variedad de calibres para seleccionar de acuerdo a la vía, tipo de medicación y pacientes.
- Con bisel regular, corto o intradérmico para ajustarse a las necesidades de la vía a utilizar.
- Paredes regulares estándar.
- Pulimento electrónico para un esmerilado fino con terminado libre de irregularidades, que permite un deslizamiento suave a través de la piel y los tejidos, disminuyendo trauma y dolor.
- Ajuste firme entre la jeringa y la aguja.
- Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes luer lock y luer slip.
- Referenciado por códigos de colores.
- Desechable
- Único uso
- Clasificación de riesgo: IIA
- Vida útil de 5 años, siempre y cuando el empaque se mantenga íntegro y libre de humedad.



Agujas hipodérmicas

País de procedencia: Estados Unidos

Unidad de venta: Caja x 100 unidades.

Aplicación:

- Insumo médico usado para inyectar o extraer líquidos vía intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa de acuerdo a la necesidad médica.

Instrucciones de uso:

- Validar la integridad y esterilidad del empaque.
- Manipular con las respectivas normas y protocolos de asepsia y esterilidad.
- Realizar inyecciones o extracciones de líquidos según sea el caso.
- Posterior al uso, desechar de manera correcta en los contenedores correspondientes al riesgo biológico que este implica.

Recomendaciones y advertencias:

- Evitar almacenar en ambientes con polvo, temperaturas extremas, humedad y productos químicos nocivos.
- Mantener el paquete totalmente sellado para preservar la esterilidad.
- Almacenar en un lugar seco alejado de fuentes de calor.
- Posterior al uso, desechar la aguja en guardianes y/o recolectores según corresponde.

Descripción	Código Imcolmedica	Referencia
Aguja hipodérmica calibre N° 16 x 1	01000030	305197
Aguja hipodérmica calibre N° 16 x 1.1/2	01000032	305198
Aguja hipodérmica calibre N° 18 x 1.1/2	01000038	302347
Aguja hipodérmica calibre N° 19 x 1.1/2	01000042	305189
Aguja hipodérmica calibre N° 20 x 1	01000044	302349 / 301971
Aguja hipodérmica calibre N° 20 x 1.1/2	01000048	305176 / 302350
Aguja hipodérmica calibre N° 21 x 1	01000050	302351 / 300054
Aguja hipodérmica calibre N° 21 x 1.1/2	01000054	300340 / 302352
Aguja hipodérmica calibre N° 22 x 1	01000056	302353
Aguja hipodérmica calibre N° 22 x 1.1/2	01000060	302354

Agujas hipodérmicas**País de procedencia:** Estados Unidos**Unidad de venta:** Caja x 100 unidades.

Descripción	Código Imcolmedica	Referencia
Aguja hipodérmica calibre N° 23 x 1	01000062	300388 / 302355
Aguja hipodérmica calibre N° 25 x 5/8	01000067	302357
Aguja hipodérmica calibre N° 26 x 1/2	01000070	305111
Aguja hipodérmica calibre N° 27 x 1/2	01000072	302358 / 301982
Aguja hipodérmica calibre N° 30 x 1/2	01000078	305107
Aguja hipodérmica calibre N° 30 x 1	01000080	305108 / 315128

Soporte comercial:

311 231 29 66



soporte.comercial@imcolmedica.com.co

