

FICHA TECN ICA



NOMBRE DEL PRODUCTO :	MASCARA LARINGEA
	Nombre Comercial
	MASCARA LARINGEA REUTLIZABLE # 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 y 5.0
	Nombre Generico
2- FABRICANTE : CONJOINT EXP	ORT SERVICES
3- PAIS DE ORIGEN : INGLATERRA	
4- COMPONENTES: Silicona de grado	o médico sin látex y conectores plasticos.
5- USO : Indicadas en Ane	estesia inhalada y reanimación
6 - CONTRAINDICACIONES DE USO :	No usar el producto si ha sido expuesto o esterilizado con productos químicos
como glutaraldehido, óxido de etileno o productos de limpieza fenólicos o yodados.	
7- CARACTERISTICAS DE	l .
ALMACENAMIENTO:	No requiere de condiciones de almacenamiento específico; se deben tener
en cuenta las normas básicas de hig	giene y temperatura ambiente y la fecha de vencimiento de la esterilización inicial.
EFECTOS TOXICOS SI	NO _ X _
	. —
RECOMENDACIONES DE ESTERILIZACION : DEBE ESTERILIZARSE AL VAPOR CON TEMPERATURA DE HASTA 134 ℃ ("+4 ℃ -0 ℃)	
El método recomendado es un ester	ilizador a vapor de carga porosa; la Mascara debe estar totalmente seca.
OBSERVACIONES - CONCEPTO TECNICO	
La Mascara Laringea Reutilizable es apta para 40 usos.	