

FICHA TÉCNICA

NOMBRE	SONDA NASOGASTRICA LEVIN
REFERENCIA	TODAS
MARCA / PAIS	MEDEX/NACIONAL

DESCRIPCION PRODUCTO

UNIDAD DE VENTA	PAQUETE X 25 UNIDADES
USO	SE UTILIZA PARA HACER LAVADOS GASTRICOS , SUCCION Y DRENAJE DE LIQUIDOS O FLUIDOS GASTRICOS, PULMONARES Y EN LA ADMINISTRACION DE ALIMENTOS EN FORMA LIQUIDA EN PACIENTES QUE LO REQUIERAN

CARACTERISTICAS	PRESENTACION PERSONAL: EMPACADAS EN UNIDADES ESTERILES CLASIFICACION RIESGO: II-A SONDA TRANSPARENTE 85 CM CON UN EMBUDO VERDE EN SU PARTE SUPERIOR QUE PERMITE EL EMPATE CON DIVERSOS SISTEMAS , EXTREMO INFERIOR CON 4 ORIFICIOS Y MARCACIONES QUE INDICAN EL NIVEL DE INTRODUCCION DE LA Sonda EN ALGUNAS REFERENCIAS. METODO DE ESTERILIZACION: OXIDO DE ETILENO EN CONCENTRACIONES BAJAS (10%) LO CUAL GARANTIZA LA ATOTOXICIDAD DEL DISPOSITIVO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: EN LUGARES CUBIERTOS PROTEGIDOS DE EXPOSICION DIRECTA AL SOL, LLUVIA, FUENTES DE CALOR, VAPORES, LUGARES HUMEDOS.
------------------------	---



ACCESORIOS INCLUIDOS	NINGUNO
NOTAS TÉCNICAS	COMPOSICION : PVC GRADO MEDICO ATOXICO COLORUO DE LATEX BIOCOMPATIBLE ANTIADHERENTE INVIMA 2018DM-0001686 R2

COD IMCOLMEDICA	Descripción de artículo	Referencia
01005650	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 5	24620-405
01005651	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 6	24620-470
01005652	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 8	24620-471
01005653	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 10	24620-472
01005654	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 12	24620-473
01005655	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 14	24620-474
01005656	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 16	24620-475
01005657	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 18	24620-476
01005658	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 20	24620-477
01005659	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 22	24620-478
01005660	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRICA No. 24	24620-479

INSTRUCCIONES DE USO	SE INTRODUCE VIA ORAL O A TRAVÉS DE FOSAS NAALES PARA PRACTICAR LAVADOS ESTOMACALES Y COLECCIÓN DE JUGOS GASTRICOS, PARA SUCCIONAR EN CASOS DE PACIENTES INTOXICADOS , LOS 4 ORIFICIOS ASEGURAN UN MAXIMO DE FLUJO TANTO EN ALIMENTACION COMO EN ASPIRACION O IRRIGACION A LA VEZ QUE REDUCEN EL RIESGO DE BLOQUEO TÉCNICA: COLOCAR AL PACIENTE EN POSICION FOWLER, EXPLICAR EL PROCEDIMIENTO . ESCOGER LA FOSA NASAL MAS AMPLIA INTRODUCIR LA Sonda SUAVEMENTE FIJAR CON CINTA MEDICA QUE NO LESIONE LA PIEL DEL PACIENTE
-----------------------------	---

PRECAUCIONES	NO UTILIZAR SI EL EMPAQUE SE ENCUENTRA ABIERTO, DAÑADO O VENCIDO . NO UTILIZAR DESPUÉS DE LA FECHA DE CADUCIDAD PARA USO DE UN SOLO PACIENTE, ÚNICA VEZ
---------------------	---