


Catéter (sonda) levin nasogástrica N°10



País de procedencia: Colombia

Unidad de venta: Paquete x 25 unidades

Código Imcolmedica: 01005653-03

Referencia: 24620-472

Uso:

- Servicios hospitalarios
- Clínicas
- Hospitales
- Centros médicos
- Salas de cirugía

Características:

- N°10
- 85 cm de longitud
- Sonda transparente
- Embudo verde en su parte superior
- Extremo inferior cerrado y suave con 4 orificios en forma alterna y marcaciones que indican el nivel de introducción de sonda.
- Plástico PVC (policloruro de vinilo)
- Grado médico
- Libre de látex
- Biocompatible
- Antiadherente

- Estéril
- Apirógeno
- Desechable - único uso
- Empaque primario: papel grado médico, por un lado, y por el otro plástico (polietileno)
- Empaque secundario: bolsa plástica

Aplicación:

- Producto para practicar lavados gástricos, succión y drenaje de líquidos o fluidos gástricos, pulmonares y en la administración de alimentos en forma líquida en pacientes que lo requieran.

Instrucciones de uso:

- Validar integridad, funcionalidad y esterilidad del paquete sonda levin.
- Realizar el procedimiento según sea el caso del paciente.
- Practicar lavados gástricos, succión y drenaje de líquidos o fluidos gástricos, pulmonares y en la administración de alimentos en forma líquida en pacientes que lo requieran.

Catéter (sonda) levin nasogástrica N°10

- Posterior al uso, desechar de manera correcta según corresponda.

Precauciones y restricciones:

- No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.
- Desechar el producto una vez usado.
- Un solo uso.
- Manipular y utilizar por personal calificado.
- Desechar después de único uso siguiendo la normativa.
- Considerado como residuo peligroso y realizar disposición de acuerdo a la normativa legal vigente.

Condiciones de almacenamiento:

- Almacenar en un sitio limpio, seco y libre de contaminación en condiciones normales.
- No almacenar cerca de una fuente de calor.
- Mantener el empaque sellado para preservar la integridad y esterilidad.
- Evitar la manipulación excesiva con el fin de evitar cualquier daño.

Soporte comercial:

 311 231 29 66

 soporte.comercial1@imcolmedica.com.co

