


FICHA TÉCNICA

NOMBRE	SIERRA DE GIGLI DE ALAMBRE TRENZADO	
REFERENCIA	40.092.50	
CÓDIGO IMCOLMEDICA	02203092	
MARCA / PAÍS	DIMEDA / ALEMANIA	

DESCRIPCIÓN PRODUCTO		
UNIDAD DE VENTA	UNIDAD	
uso	HOSPITALES, CLÍNICAS, SALAS DE CIRUGIA	
CARACTERÍSTICAS	SIERRA DE GIGLI DE ALAMBRE TRENZADO DE 50 CMS DE LONGITUD. ELABORADO EN ACERO QUIRÚRGICO, ES UNA ALEACIÓN DE HIERRO, CROMO Y CARBON CON EL FIN DE PREVENIR LA CORROSIÓN Y AÑADIR FUERZA, FIRMEZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE.	



ACCESORIOS INCLUIDOS	N.A
-------------------------	-----

INSTRUCCIONES DE USO

•VALIDAR LA INTEGRIDAD, FUNCIONALIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO •POSTERIOR AL USO REALIZAR LOS PROCESOS DE LIMPIEZA DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO

•LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INMEDIATA •LA SUCIEDAD NO DEBE SECARSE
•INSTRUMENTAL NO UTILIZADO DEBE TRATARSE IGUAL QUE EL USADO YA QUE NO VIENE ESTERIL
•TODO EL INSTRUMENTAL NUEVO DEBE PASAR POR EL CICLO DE TRATAMIENTO ANTES DE SU PRIMER USO
•ENJUAGAR CON AGUA DESMINERALIZADA • NO TIRAR EL INSTRUMENTAL
• NO DEJAR EL INSTRUMENTAL EN SOLUCIONES DE DESINFECCIÓN POR TIEMPO PROLONGADO

Calle 36 Nro. 15-42 Bogotá – Colombia **PBX Administrativo**: (571) 2889858 **Call Center** (571) 2871811

https://ecomerce.webimcolmedica.com/www.imcolmedica.com.co - info@imcolmedica.com.co

ULT. ACTUALIZACION 2021