

NOMBRE PRODUCTO	NEODURA	
FABRICANTE	MEDPRIN	
TIPO DE DISPOSITIVO	INVASIVO ☒	NO INVASIVO ☐
MATERIAL DE FABRICACION	ACIDO POLILACTIDO Y GELATINA PORCINA	
DESCRIPCION	Reemplazo dural 80% sintético 20%biologico el cual estimula la regeneración de los tejidos endógenos de forma rápida y segura; impermeable y con muy bajo riesgo de fuga de LCR (Líquido cefalorraquídeo), No adherente a los tejidos del cerebro, absorbible, puede ser suturado o aplicado como Onlay.	
CARACTERISTICAS	1. Estimular la regeneración de los tejidos endógenos rápidamente; 2. impermeable y bajo riesgo de fuga de LCR (Líquido cefalorraquídeo). 3. No adherente a los tejidos del cerebro. 4. Degradable y absorbible. 5. Conformidad excelente;	
INDICACIONES	Este producto es aplicado en las cirugías de reparación en caso de defecto destructivo de la duramadre.	
CONTRAINDICACIONES	1. Este producto no ha sido diseñado ni se vende para un uso distinto al descrito en las indicaciones de uso. 2. Este producto contiene gelatina pura derivada de la piel porcina, pues no debe ser aplicado en los pacientes que tienen una historia conocida de hiposensibilidad a los materiales de gelatina porcina. 3. Este producto no debe ser aplicado en los pacientes con infección grave por resolver. 4. Este product es prohibido usarse en los pacientes con lesiones craneocerebrales abiertas y baja inmunidad. 5. No es recomendable reparar los defectos duros que involucran las células mastoideas.	
PRECAUCIONES	Este producto debe ser conservado en una condición limpia y bien ventilada con una temperature entre 5°C-30°C, lejos del gas corrosivo.	