

	FICHA TÉCNICA CONSUMIBLES			Código:	BIO-GCOM-FOR-022
				Versión:	1.0
				Vigencia:	3/03/2023
NOMBRE PRODUCTO	FABRICANTE	DISTRIBUIDOR	NO. DE REGISTRO SANITARIO	VENCIMIENTO REGISTRO	RIESGO
Instinct Plus- Clip hemostatico	Cook Medical Inc	Biotronitech Colombia	INVIMA 2015 DM-0012600	13/02/2025	Riesgo Alto (IIB)

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES	IMAGEN
Se utiliza para la colocación de clips endoscópicos dentro del tracto gastrointestinal con los siguientes fines: 1) marcado endoscópico, 2) hemostasia para defectos mucosos y submucosos de menos de 3 cm, úlceras sangrantes, arterias de menos de 2 mm, pólipos de menos de 1,5 cm de diámetro, divertículos. en el colon y clipaje profiláctico para reducir el riesgo de sangrado retardado después de la resección de la lesión, 3) anclaje para fijar tubos de alimentación yeyunales a la pared del intestino delgado, 4) como método complementario para el cierre de perforaciones lumbinales del tracto gastrointestinal menores de 20 mm que se pueden tratar de forma conservadora, y 5) anclaje para fijar stents metálicos esofágicos autoexpandibles completamente cubiertos a la pared del esófago en pacientes con fístulas, fugas, perforaciones o desunión.	
DIMENSIONES	
Longitud del cateter 230 cm, Apertura 16 mm.	

CONTRAINDICIONES							
Coagulopatía, estrechamiento o estenosis cricofaríngeas o esofágicas y esófago tortuoso							
COMPLICACIONES POSIBLES							
Asociadas a la endoscopia gastrointestinal: perforación, sangrado o hemorragia, aspiración, fiebre, infección, hipotensión, paradas respiratorias y arritmias, disfagia transitoria, hematemesis, reacción tisular inflamatoria aguda mínima, irritación local transitoria, migración del clip al conducto biliar y alteración anatómica.							
ALMACENAMIENTO				ESTERILIZACION			
Lugar seco y protegido de temperaturas extremas.				Desechable, único uso.			
DISPOSICION FINAL				PRESENTACION			
Residuo contaminado peligroso.				Sobre con una unidad.			
REFERENCIAS COMERCIALIZADAS							
Número de orden	Número de pieza de referencia	Instrucciones de uso (IFU)	Estado de RM	Ancho de apertura del clip mm	Catéter –	Longitud del catéter cm	Más información
G58010	INSC-P-7-230-S	–		dieciséis	7	230	Expandir "