


INYECTOR O AGUJAS DE ESCLEROTERAPIA



Descripción

- Aguja de 23-25 gaus

Indicaciones

- Inyección endoscópica en la mucosa gastrointestinal

Dimensiones

- Longitud: 240 cm

Canal de trabajo

- Canal de accesorios mínimo: 2.8mm

Contraindicaciones

- Coagulopatía grave

Complicaciones posibles

- Asociadas a la endoscopia gastrointestinal: perforación, sangrado o hemorragia, aspiración, fiebre, infección reacción alérgica al medicamento, hipotensión, paradas respiratorias y arritmias.
- Asociadas a la inyección de la mucosa: úlcera o necrosis del tejido donde se realizó la inyección, trombosis venosa, formación de estenosis.

Precauciones

- La aguja debe retraerse por completo al interior de la vaina antes de introducirla, hacerla avanzar o extraerla del dispositivo.

Fabricante

- Wilson-Cook Medical Inc

Almacenamiento

- Lugar seco y protegido de temperaturas extremas

Presentación

- Sobre con una unidad

Esterilización

- Único uso

Disposición final

- Residuo contaminado peligroso

Clasificación de riesgo

- Riesgo Moderado (IIA)

Registro sanitario

- INVIMA 2021-DM-0023589

Referencias comercializadas

Order Number	Reference Part Number	Needle gauge	Needle Tip Extension mm	Catheter Size Fr	Catheter Length cm	Type of Handle	Accessory Introducer Included	Minimum Accessory Channel mm
G21866	LDVI-23-240	23	4	7	240	luer slip	n/a	2.8
G21649	LDVI-25-240	25	4	7	240	luer slip	n/a	2.8