





1	NOMBRE DEL PRODUCTO:	SAFEDRESSING® SURGICAL NONSTICK
2	COMPOSICIÓN:	Safedressing® Surgical NonStick polipropileno, polietileno, papel siliconado, adhesivo hipoalergénico.
3	CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> Altamente absorbente, almohadilla de baja adherencia. La capa de polietileno en contacto con la herida permite el paso de sangre o exudados a una almohadilla absorbente, manteniendo al mismo tiempo un buen ambiente para la cicatrización y mínimo dolor en la remoción. Fijación segura y protegida. La franja recubierta de adhesivo hipoalergénico permite a la piel respirar y de esta manera protegerla de maceración, garantizando así una fijación segura y protegida del apósito. Suave y Confortable. La base del material no tejido es suave y cómoda, una fácil aplicación en sitios de difícil acceso y heridas contorneadas, eje., axilas y hombros. Efectivo para heridas saturadas La película de poliuretano tiene una estructura molecular significativamente más permeable al vapor de agua que otras películas
4	MODO DE USO	   
5	INDICACIONES DE USO	<ul style="list-style-type: none"> Safedressing® Surgical NonStick es ideal para cubrir heridas, pequeños cortes, abrasiones, laceraciones y sitios de punción donde se hace mención a un apósito impermeable que ayuda en la prevención de la contaminación bacteriana. Para uso post-operatorio Heridas traumáticas
6	PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> -Esterilizado mediante óxido de Etileno. -Para uso único y solo para uso externo. -Mantener técnica esteril para la colocación del safedressing Surgical Nonstick
7	CONTRAINDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> -No existen contraindicaciones absolutas en el uso de Safedressing NONSTICK -Si evidencia abertura en su empaque individual abstengase de usar.
8	REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2018DM-0002460-R1
9	TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO CON RELACIÓN DE PIEL LESIONADA
10	FABRICADO POR	PHARMAPLAST S.A.E con domicilio en Egipto
11	DISTRIBUIDO POR	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA -PROASEPSIS S.A.S con domicilio en Bogotá D.C
12	CONDICIONES DE VENTA	CLASIFICACIÓN DE RIESGO I

2027/ENE
Actualización Documentaria



ME-FT-104
V02

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE (CAJA PLEGADIZA)
E 810	Safedressing® SURGICAL NONSTICK 8cm x 10cm	CAJA x 20 UNIDADES
E 815	Safedressing® SURGICAL NONSTICK 8cm x 15cm	CAJA x 20 UNIDADES
E 1020	Safedressing® SURGICAL NONSTICK 10cm x 20cm	CAJA x 20 UNIDADES
E 1025	Safedressing® SURGICAL NONSTICK 10cm x 25cm	CAJA x 20 UNIDADES
E 1030	Safedressing® SURGICAL NONSTICK 10cm x 30cm	CAJA x 20 UNIDADES



ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S
"PROASEPSIS" S.A.S

Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7 ,8, 9 Y 18.

Parque Empresarial Normandia

E-mail: servicioalcliente@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia