

Fecha: 10/5/2022 Hora: 16:15:5

Usuario: castely1

# FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

ID **GRUPO TIPO DE PRODUCTO PAIS SEDE** LINEA COLOMBIA MEDICATION DELIVERY USA / CANADA DISPOSITIVO MEDICO NOMBRE COMERCIAL: INFUSORES CÓDIGO: 2C2063K No. REGISTRO: 2017 DM-0015944 **FECHA VCTO:** 27/02/2027 No. EXPEDIENTE: 20112554 **FECHA RESOL.:** 25/02/2017 **REF. TECNICA:** MARCA: CE **BAXTER** TITULAR: **FABRICANTE:** PAIS ORIGEN:

TITULAR: FABRICANTE: PAIS ORIGEN:

BAXTER HEALTHCARE CORPORATION BAXTER HEALTHCARE CORPORATION ESTADOS UNIDOS

#### **COMPLEMENTO**

#### NOMBRE GENERICO DE PRODUCTO:

Infusor LV 10 ml/h

#### PRINCIPIO ACTIVO COMPOSICION:

COMPOSICION: Indicador de volumen: Policarbonato; Tapa de Conexiòn: Acrìlico; Filtro Interno: Polièster, Banda: Silicona, Camara: Propianato de Acetato de Celulosa, Tubo de Administraciòn: PVC., Camara Restrictor de flujo: Polièster; Restrictor de flujo: Vidrio; O-RING: Caucho de Silicona, Tapa Luer Alada: Polièster, Adaptador Macho Luer: Policarbonato, Balon: Caucho de Polyisopreno; sitio de Inyeccion: Policarbonato, Valvula: Caucho de silicona, Tapa: Policarbonato. Infusor Bolo Basal. Ademàs tiene: Conector T: Caucho Silicona, Conector luer Lock: Policarbonato, Adaptador Macho Luer: PVC.

#### FORMA FARMACEUTICA:

N/A

#### **INDICACIONES GENERALES DE USO:**

El uso previsto del sistema INFUSOR LV incluye la administración intravenosa, intrarterial, subcutánea o epidural lenta y continua de medicación. También puede utilizarse para la infusión lenta y continua de medicación directamente en una herida quirúrgica o por vía subcutánea para el control del dolor postoperatorio.

#### CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

N/A

#### PRESENTACION COMERCIAL:

Presentación individual

### **EMPAQUE PRIMARIO:**

Poliéster con cubierta coextruida: Polietilen tereftalato/polietileno de baja densidad.

## **EMPAQUE SECUNDARIO:**

N/A

## **EMBALAJE:**

Caja de cartòn corrugado.

## FACTOR DE EMBALAJE:

12 und. x caja

## VIDA UTIL:

3 años

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar las temperaturas extremas

## **CONDICIONES ESPECIALES DE MANIPULACION:**

Estéril , apirogeno, No use la bolsa ha sido previamente abierta o dañada. No remueva el infusor de la bolsa hasta que no se vaya a usar.

## TIPO DE MEDICAMENTO:

N/A

#### **CLASIFICACION DEL RIESGO:**

Riesgo: Tipo IIB

#### **INNOVADOR DE LA MOLECULA**

## CONDICION DE VENTA.

N/A

## SISTEMA DE CLASIFICACION ATC(DRUGS)- GMDN(DEVICE):

NI/A

## OBSERVACIONES:

Volumen de llenado máximo 300 mL. Este producto no se fabrica utilizando plastificante DEHP. Este producto no se fabrica con látex de caucho natural