

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

ID	PAIS SEDE	LINEA	GRUPO	TIPO DE PRODUCTO
	COLOMBIA	MEDICATION DELIVERY	USA / CANADA	DISPOSITIVO MEDICO
NOMBRE COMERCIAL:		<u>INFUSORES</u>	CÓDIGO:	<u>2C9960KP</u>
No. REGISTRO:		<u>2017DM-0015944</u>	FECHA VCTO:	<u>27/02/2027</u>
No. EXPEDIENTE:		<u>20112554</u>	FECHA RESOL.:	<u>27/02/2017</u>
REF. TECNICA:		<u>ISO 13485</u>	MARCA:	<u>BAXTER</u>
TITULAR:		FABRICANTE:	PAIS ORIGEN:	
<u>BAXTER HEALTHCARE CORPORATION</u>		<u>BAXTER HEALTHCARE CORPORATION</u>	<u>ESTADOS UNIDOS</u>	
COMPLEMENTO				
NOMBRE GENERICO DE PRODUCTO: Infusor Multirate LV 2-4-6 ml/h				
PRINCIPIO ACTIVO COMPOSICION: COMPOSICION: acrilonitrilo butadieno estireno, acero inoxidable, acrilico, aluminio, nylon, polietilentereftalato, polietilentereftalato poliéster, polipropileno, copoliéster, polietileno de alta densidad, polibutadieno hidrogenado, polietileno de baja densidad, policarbonato, polisopreno poliéster, propionato de acetato de celulosa, pvc, vidrio, silicona.				
FORMA FARMACEUTICA: N/A				
INDICACIONES GENERALES DE USO: Para pacientes que requieren una una administracion lenta y continua de medicamentos por via intravenosa, intra-arterial, epidural o subcutanea. este equipo es conveniente para usar en pacientes ambulatorios				
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: N/A				
PRESENTACION COMERCIAL: Velocidad de infusion variable (Capacidad de 300mL)				
EMPAQUE PRIMARIO: Poliéster con cubierta coextruida: Polietilen tereftalato/polietileno de baja densidad.				
EMPAQUE SECUNDARIO: N/A				
EMBALAJE: Caja de cartón corrugado.				
FACTOR DE EMBALAJE: 6 und. x caja				
VIDA UTIL: 60 meses				
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar a una temperaturas menores de 38 grados centigrados.				
CONDICIONES ESPECIALES DE MANIPULACION: Estéril , apirogeno, No use la bolsa ha sido previamente abierta o dañada. No remueva el infusor de la bolsa hasta que no se vaya a usar.				
TIPO DE MEDICAMENTO: N/A				
CLASIFICACION DEL RIESGO: Riesgo: Tipo I				
INNOVADOR DE LA MOLECULA				
CONDICION DE VENTA.				
SISTEMA DE CLASIFICACION ATC(DRUGS)– GMDN(DEVICE):				
OBSERVACIONES: EN PROCESO DE RENOVACION				