

## Especificación de Producto Terminado

Código:	Revisión:	Fecha Revisión:	Des	cripción:	
T062	R10	10-jul-2023	CureBand Ga	sa Antiadherente	
PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES				
1. Producto	CureBand Gasa Antiadherente				
Código ECRI-UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System)	11-859				
2. Nombre Comercial	Gasa	Gasa			
3. Descripción	Producto compuesto por un no tejido de viscosa y poliéster de color blanco, suave al tacto, que no se adhiere a la herida y adicionalmente con alta capacidad de absorción.  La gasa esta disponible de forma estéril en diferentes tamaños para facilitar el uso, empacada en una bolsa compuesta de una cara de papel y otra de polipropileno, conservando su condición de esterilidad.		CureBand		
4. Composición	65% - 70% Viscosa 35% - 30% Poliéster				
5. Características del Producto	Atributo		Método	Tolerancia	
	Peso (g/m²			50 ± 5	
	Elongación	Longitudinal	Método Analítico Interno L040 ( Versión Vigente)	<70	
		Transversal		<125	
	Tensión	Longitudinal		≥ 6,0	
		Transversal		≥ 2,3	
	рН			7,0 ± 1,0	
	Tiempo de Inmersión (s)			< 5	
	Capacidad de Absorción (%)			≥ 800	
5.1 Esterilidad	Esterilidad		Filtración por membrana de acuerdo a la USP Vigente	Estéril	
6. Aplicación	Limpieza de heridas. Protección de heridas. Absorción exudados Compresión de heridas. Soporte de aplicación.				
7. Almacenamiento	El producto CureBand Gasa Antiadherente debe almacenarse en el empaque original y bajo adecuadas condiciones de limpieza, en un lugar fresco, seco, ventilado y protegido del polvo, el calor y la humedad (T:30±2°C - HR:75±5%). y protegido del calor y la humedad. También proteger de luz UV, ya que esta condición puede generar un leve cambio de color (amarillamiento) del no tejido.				



## Especificación de Producto Terminado

Código:	Revisión:	Fecha Revisión:	Desc	cripción:	
T062	R10	10-jul-2023	CureBand Gas	sa Antiadherente	
8. Esterilidad	Se recomienda utilizar el método de esterilización con óxido de etileno (ETO) o por radiación. Los métodos de esterilización al vapor o calor seco, no son recomendables para este tipo de productos, porque las altas temperaturas pueden afectar las propiedades adhesivas del producto.				
9. Vida útil	60 meses a partir de la fecha de fabricación del producto siempre y cuando permanezca hasta su uso en las cajas o empaques originales y bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.				
Registro Sanitario o 10. Notificación Sanitaria	País de Fabricación		COLOMBIA		
	Número Registro Sanitario Colombia		Fecha de vigencia del Registro Colombia		
	INVIMA 2019DM-0004830-R1		septiembre-2029		
	Número Registro Sanitario Ecuador		Fecha de vigencia del Registro Ecuador		
	DM-2612-04-13		abril-2023		
	Modalidad de Registro Sanitario				
	Fabricar y Vender		N/A	Titular del Registro Sanitario/ Notificación	
	Importar y Vender		X	Sanitario/ Notificación	
	Clasificación del Riesgo		I		
	¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable?		No		
	Productor	TAIZHOU YONGHO DRESSING CO., LT		ADHINTER S.A.S.	
	Acondicionador	ADHINTER S.A.S.			
	Distribuidor	TECNOQUIMICAS.	S.A.		
	Se cuenta con controles y generación de reportes de Tecnovigilancia			SI <u>X</u> NO	
11. Recomendaciones de Uso	Usar solo una vez.				

ADHINTER., garantiza el cumplimiento de las especificaciones dadas. Sin embargo, esto no exonera al cliente de realizar sus propias pruebas y comprobar si el producto se adapta a sus necesidades específicas.

13. DESCRIPCIÓN DEL EMPAQUE					
CÓDIGO DE PRODUCTO	NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIÓN COMERCIAL			
643128	GASA ESTÉRIL ANTIADHERENTE CUREBAND® 3" X 3" (7,5 X 7,5) UNIDADES	BOLSA X 24 UNIDADES			
643371	GASA ESTÉRIL ANTIADHERENTE CUREBAND® 4" X 4" (10 X 10) UNIDADES	BOLSA X 24 UNIDADES			
644954	CUREBANDGASA 7.5X7.5CM SOBX2CC	BOLSA X 24 UNIDADES			
647717	GASA ESTÉRIL ANTIADHERENTE CUREBAND® 3" X 3" (7,5 X 7,5) UNIDADES	BOLSA X 24 UNIDADES			
647724	GASA ESTÉRIL ANTIADHERENTE CUREBAND® 4" X 4" (10 X 10) UNIDADES	BOLSA X 24 UNIDADES			
647694	GASA ESTÉRIL ANTIADHERENTE CUREBAND® (10x10) SOBx2 ES	PLEGADIZA X 24 UNIDADES			
647663	GASA ESTÉRIL ANTIADHERENTE CUREBAND® (7.5x7.5) SOBx2ES	PLEGADIZA X 9 UNIDADES			
647670	GASA ESTÉRIL ANTIADHERENTE CUREBAND® (7.5x7.5) SOBx2ES	PLEGADIZA X 24 UNIDADES			
644015	GASA ESTÉRIL CUREBAND (7.5x7.5) MIC 1/2 X5	CAJA X 10 PLEGADIZAS			
644039	GASA ESTÉRIL CUREBAND (7.5x7.5) X 2 + CURA X 10	CAJA X 10 PLEGADIZAS			