#### **CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD**





_		
	Nombre Comercial:  ABSORBENTES DESECHABLES PARA ADULTO  CONTENT MEDICAL	Identificación de los riesgos
Identificación	Nombre Genérico: Pañal desechable para adulto.	
	Notificación Sanitaria: NSOA05892-17CO	
	Composición: Celulosa, Superabsorbente (Poliacrilato De Sodio), Polipropileno, Polietileno, Poliéster, Adhesivos, Elásticos.	
	<b>Usos:</b> Prenda absorbente higiénica de uso externo para incontinencia.	
	Referencias: Content Medical Tallas S,M, L, XL	NIVEL DE RIESGO  4 - MORTAL  3 - MUY PELIGROSO 2 - PELIGROSO 3 - DEBAJO DE 93 °C
físico- Químicas	Descripción: Producto con cubierta permeable e impermeable sin perforaciones y libre de sustancias extrañas. Cojín (núcleo absorbente) compuesta por pulpa de celulosa y gel absorbente (poliacrilato de sodio).	2 - PELIGROSO 1 - POCO PELIGROSO 0 - SIN RIESGO  RIESGO OX - OXIDANTE COR - CORROSIVO - RADIOACTIVO - NO USAR AGUA - RIESGO BIOLOGICO  NFPA 704
	Forma Física: Sólido.	
	Color: Cubierta tipo tela en PE blanco impreso.	
ísico	Olor: Libre de olores extraños.	NI FA 704
-	pH: No aplica	
edad	Solubilidad en agua: No aplica	
Propiedades	Punto de ebullición: No aplica	
<b>L</b>	Punto de fusión: No aplica	
	Límites de inflamabilidad: No aplica	
	Viscosidad: No aplica	
	1	

#### **CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD**

#### FICHA DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO



# Estabilidad y reactividad

Información Toxicológica

#### Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación. El producto es higroscópico

#### Condiciones a evitar:

No estar expuesto a luz directa del sol o fuentes de calor. No almacenar cerca de detergentes, solventes o desinfectante.

#### Producto de descomposición peligrosa:

Es compatible con todas las alternativas existentes de disposición de residuos sólidos si se encuentra limpio (rellenos sanitarios, compostaje, reciclaje e incineración) después de ser usado es un residuo biológico.

#### Estabilidad y reactividad:

Producto estable, no se genera polimerización peligrosa.

#### **Efectos por contacto Ocular:**

No se esperan efectos en la salud.

#### **Efectos por Contacto Cutáneo:**

No se esperan efectos en la salud.

#### Efectos por Inhalación:

No se esperan efectos en la salud.

#### Efectos por ingestión:

No se esperan efectos en la salud.

## **Primeros auxilios**

### CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD



DE SEGURIDAD PRODUCTO TERMINADO TECNOSUI		
Inhalación:		
No aplica		
Ingestión:		
No aplica		
Piel:		
Cuando se deja el pañal muchas horas con las heces y orina del adulto puede ocasionas dermatitis o rozadura en la piel por eso se recomienda aplicar crema antipañalitis revisar eventualmente el pañal y cambiarlo cuantas veces sea necesario. Si el adulto se encuentra mucho tiempo acostado o sentado se recomienda cambiar de posición para evitar UP (úlceras por presión). Consultar al médico si persiste.		
Ojos:		
No aplica		
Precauciones y advertencias:		
- Tener a la mano todos los insumos y materiales (bolsa para desechar pañal y material sucio, artículos de aseo para higiene de genitales, guantes limpios, no se requiere estériles, toallas húmedas content, crema protectora, loción o crema corporal hidratante, pañal de la talla adecuada Despegar primero las cintas de arriba y luego las de abajo. Retirar pañal usado envolviéndolo para contener el área sucia y deséchelo.		

- Lavarse las manos con abundante agua y jabón ponerse guantes. Técnica de retiro de guantes limpios para evitar contaminación cruzada.
- Los genitales deben estar limpios y secos antes de aplicar crema y pañal nuevo.
- El pañal debe guedar bien ajustado para evitar la fuga de fluidos.
- Aprovechar el cambio de pañal para hablar con el paciente interactuar con el trasmitir seguridad confianza y tranquilidad.
- Aplicar generosa cantidad de crema en glúteos, zona sacra, y trocánter (protuberancias óseas) Con masajes vigorosos a fin de evitar UP (úlceras por presión). Informar al médico si presenta zonas de enrojecimiento.
- Mantenga el producto alejado de cualquier fuente que genere llamas o fuego. Si observas en la piel del adulto una sustancia gelatinosa transparente, no te alarmes, esta proviene de los componentes del pañal y no representa ningún riesgo; retírala con toallitas húmedas o un paño limpio. Si el adulto presenta irritación persistente, consulta al médico. Para evitar contaminación después de usado utilizar un contenedor aparte para clasificar como residuo biológico (bolsa roja).

#### **CENTRO DE CONTROL Y CALIDAD**





Medidas Contra Incendio	
Almacenamiento y Manipulación	

#### **Riesgos Especiales:**

No hay riesgos especiales de fuego o explosión. En caso de una emergencia evite inhalar el humo/vapores de la combustión de este.

#### **Extinguidores:**

Material combustible ordinario. Se pueden utilizar extinguidores Clase A o B.

#### Protección:

Utilizar ropa de protección completa, incluyendo casco, chaqueta y pantalones tipo bunker, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, mascara facial y protección para las zonas expuestas de la cabeza. Utilizar equipo de respiración autónomo.

**Vida Útil**: Se incluye en cada bolsa de empaque primario ubicada en el costado del producto. Se marca con tinta indeleble Mes/Año de vencimiento.

#### Almacenamiento:

Se recomienda almacenar el producto a una temperatura entre 20 y 32°C, una humedad relativa de máximo 60%

Conserve el producto en un lugar fresco, seco alejado de la humedad y protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de detergentes, solventes, o desinfectantes.

#### **Transporte:**

Debe ser transportado en un vehículo con buenas condiciones de limpieza, en un lugar fresco, seco y protegido de cualquier fuente de calor o humedad, el producto se debe mantener en sus empaques originales.

Elaborado por:	Aprobado Por:
L. Morera	Afriado.
LORENA MORERA	CARMEN LORENA JURADO
Fecha: Jun/2023	Fecha: Jun/2023