


FICHA DE SEGURIDAD		
CUREBAND MEDICAL FIXO ROLL		
IDENTIFICACIÓN		IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Nombre Comercial: CureBand Medical Fixo Roll.		
Nombre Genérico: Cinta Adhesiva Hipoalergénica (Cinta Quirúrgica Flexible).		
Composición: Soporte de Tela No Tejida de Poliéster y Rayón (66%). Adhesivo Acrílico Hipoalergénico (34%).		
Usos: Protección de pequeñas heridas que no estén abiertas y sin drenaje. Fijación de dispositivos médicos (apósitos entre otros). Inmovilizaciones.		
Referencias: CureBand Medical Fixo Roll en sus diferentes presentaciones comerciales.		NFPA 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS	Descripción del Producto: Dispositivo médico compuesto por un soporte de tela no tejida de poliéster y rayón, recubierta en una de sus caras con adhesivo acrílico hipoalergénico. La tela no tejida de poliéster y rayón que sirve de soporte permite la transpiración de la piel y adicionalmente es flexible, con lo cual se adapta fácilmente a los contornos del cuerpo. El adhesivo es tipo acrílico hipoalergénico que reduce la probabilidad de generar irritaciones sobre la piel. Este producto tiene una cubierta protectora del adhesivo, compuesta por dos láminas de papel siliconado superpuestas en el centro, las cuales facilitan el uso de la cinta. El producto CureBand Medical Fixo Roll no tiene pliegues, empalmes o arrugas y es libre de manchas y partículas extrañas.	
	Forma Física: Solido.	
	Color: Blanco.	
	Olor: N/A.	
	pH: N/A.	
	Solubilidad en Agua: N/A.	
	Punto de Ebullición: N/A.	
	Punto de Fusión: N/A.	
	Presión de Vapor: N/A.	
	Límites de Inflamabilidad:N/A.	
	Viscosidad: N/A	
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	Condiciones que Deben Evitarse: El producto CureBand Medical Fixo Roll no debe ser sometido a condiciones extremas de temperatura o humedad, ya que estas condiciones pueden cambiar las propiedades adhesivas del producto.	
	Productos de Descomposición Peligrosa: Monóxido de carbono - Dioxido de Carbono, durante la combustión.	
	Estabilidad y Reactividad: Producto estable. No se genera polimerización peligrosa. No se conocen incompatibilidades peligrosas.	
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	Efectos por Contacto Ocular: No se esperan efectos en la salud.	
	Efectos por Contacto Cutaneo: La exposición prolongada - repetida puede provocar irritación leve de la piel. Los indicios o síntomas pueden incluir enrojecimiento localizado, inflamación y prurito.	
	Efectos por Inhalación: No se esperan efectos en la salud.	
	Efectos por Ingestión: Dolor abdominal y estreñimiento.	
	Otra Información Toxicologica: Estudios realizados bajo los lineamientos establecidos en la ISO 10993 "Evaluación Biológica de Dispositivos Médicos" demuestran que este producto es de caracter hipoalergenico, es decir, que la posibilidad de generar una reacción dermica es baja. Este producto no representa ningun riesgo para la salud, cuando es utilizado bajo las condiciones establecidas por Adhinter S.A.S. (Grupo Tecnoquímicas). No seguir las recomendaciones de uso del producto pueden comprometer negativamente el desempeño y la seguridad del mismo.	

FICHA DE SEGURIDAD	
CUREBAND MEDICAL FIXO ROLL	
PRIMEROS AUXILIOS	Instrucciones en Caso de Contacto con los Ojos: Consultar con un médico.
	Instrucciones en Caso de Contacto con la Piel: No se prevé la necesidad de primeros auxilios. Si se observa irritación, retirar el producto y consultar con un médico. La forma correcta de desprender el producto es tomando uno de sus bordes y tirando firmemente a ras de la piel, teniendo en cuenta de hacerlo en la misma dirección del vello de dicha zona.
	Instrucciones en Caso de Inhalación: No se prevé la necesidad de primeros auxilios. Consultar con un médico.
	Instrucciones en Caso de Ingestión: Consultar con un medico. No utilizar la via oral en una persona inconsciente. No provocar el vomito a menos que lo indique un medico.
CONTROLES DE EXPOSICIÓN	Ojos: No requiere elemento de protección específico.
	Piel: No requiere elemento de protección específico.
	Manos: En lo posible utilizar guantes de latex esteriles.
	Inhalación: No requiere elemento de protección específico.
	Ingestión: No requiere elemento de protección específico.
	Instalaciones de Seguridad: No requiere ninguna instalación especial para usar el producto.
MEDIDAS CONTRA INCENDIO	Riesgos Especiales: No se prevee riesgos especiales de fuego o explosión. Evite inhalar el humo/vapores de la combustión de este producto.
	Extintidores: Material combustible ordinario. Se pueden utilizar extinguidores Clase A ó B.
	Protección: Utilizar ropa de protección completa, incluyendo casco, chaqueta y pantalones tipo bunker, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, mascara facial y protección para las zonas expuestas de la cabeza. Utilizar equipo de respiración autonomo.
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Almacenamiento: Almacenar en los empaques originales y en un lugar fresco, seco, ventilado y protegido del polvo, el calor y la humedad.
	Instrucciones de Uso: • Limpie la herida. • Seque bien la piel. • Retire la cubierta protectora del adhesivo. • Coloque CureBand Medical Fixo Roll sobre el aposito o dispositivo medico a fijar o directamente sobre el área afectada. • Presione ligeramente con los dedos para adherir sobre la piel.
INFORMACIÓN ECOLÓGICA	Medio Ambiente: Este producto representa un bajo bajo riesgo para el medio ambiente.
	Disposición Final del Producto: Este producto se debe tratar como un desecho que no tiene riesgo biológico, por lo tanto puede ser segregado con los residuos aprovechables o reciclables. Sin embargo, en el caso de que el producto entre en contacto con la sangre u otro fluido corporal, deberá ser manejado como producto con riesgo biológico y como tal debiera ser dispuesto bajo la normatividad aplicable. No descartar en fuentes de agua.
TRANSPORTE	Transporte: Este producto no es peligroso para el transporte. Este producto debe ser transportado en un vehiculo con buenas condiciones de limpieza, en un lugar fresco, seco y protegido de cualquier fuente de calor o humedad: El producto se debe mantener en sus empaques originales.
	Etiqueta: Seguir las indicaciones de las etiquetas y/o empaques originales.

FICHA DE SEGURIDAD	
CUREBAND MEDICAL FIXO ROLL	
CONDICIONES GENERALES	Este producto no está regulado por OSHA, por lo tanto no requiere ficha de seguridad, sin embargo esta ficha de seguridad fue desarrollada en respuesta a solicitud de nuestros clientes. Este producto no representa un riesgo para la seguridad y la salud si se utiliza bajo las condiciones recomendadas de uso suministradas en las etiquetas y/o empaques originales. No seguir las recomendaciones de uso del producto pueden comprometer negativamente el desempeño y la seguridad del mismo. La información contenida en esta ficha de seguridad esta basada en nuestro conocimiento y experiencia. Cualquier uso del producto que no este conforme a la información contenida en esta ficha de seguridad sera responsabilidad del usuario.