




Arte Display: **CureBand MEDICAL Fixo Roll**
Referencia: **4"x11 Yd**
Colores: Pantone Reflex Blue C - Pantone 186 C - Process Cyan - Process Magenta - Process Yellow
Medidas: Ancho 110,0 mm - Alto 83,0 mm - Profundidad 83, mm
Tamaño final: Ancho 400,0 mm - Alto 243,0 mm
Fecha arte: **SEPTIEMBRE 23 de 2016**
Escala: 1:100
Programa: Adobe Illustrator CS6
Nombre Archivo: **PLG-211-06.ai**
Fuentes: ZapfHumnst Ult BT Ultra - Helvética Neue 77 Bold Condensed - Helvética Neue 57 Condensed - Helvética Narrow - Helvética Bold Narrow
Actualización Arte: AMG Creativa Gráfica




Advertencia:
Los colores de esta impresión no se ajustan al standard PANTONE.
Para visualizar los colores correctamente utilizar la guía de colores PANTONE

OBSERVACIÓN antes de bajar películas:
1. No bajar películas directamente de CD o Diskett.
2. Eliminar la capa con nombre guías y troquel.
3. Bajar películas a la lineatura que necesite el impresor.
4. Aplicar las opciones del trapping al color que necesite el impresor.

PLG-211-06



Instrucciones de uso:



1. Hale la pestaña perforada.
2. Destape la caja para ubicar el **CureBand® Medical Fixo Roll** en la ranura.
3. Saque la punta del rollo por la ranura para que utilice la caja como dispensador, fácil de usar.
4. Corte la medida que necesite y desprenda por el precorte central del liner.
5. Limpie y seque completamente la zona de aplicación y aplique **CureBand® Medical Fixo Roll** encima del apósito, presionando ligeramente con los dedos y asegurando los bordes de aplicación para adherirlo sobre la piel.

Precauciones y advertencias: "En la fijación y manipulación de dispositivos médicos por riesgo a su movilización en el neonato"


Hecho en Colombia. Fabricado y Exportado por: Adhesivos Internacionales S.A.S. ADHINTER S.A.S. Calle 39 # 1-112, Cali - Valle, COLOMBIA. Bajo supervisión y control de **Tecnoquímicas S.A.**, Distribuido en Colombia por: **Tecnoquímicas S.A.**, Reg. San. INVIMA 2016DM-0000225-R1. Importado y Distribuido por: *** HONDURAS:** Súper Farmacia Simán, San Pedro Sula, Droguería Farsimán, Tegucigalpa. Reg. San. DM-802. *** BOLIVIA:** Importado en Bolivia por Thais Ltda. R.S. DI-11884/2010. *** COSTA RICA:** Representaciones G.M.G S.A. Reg. San. EMB-CO-15-00094. *** ECUADOR:** Tecnoquímicas del Ecuador S.A., Registro No. DM-2053-07-11. *** EL SALVADOR:** Lab. Teramed S.A. de C.V. Tel: 503-2234-5200. Reg. San. IMO15921112013.
Uso del producto: Fijación de Vendajes, Apósitos y Catéteres.
Consérvese a temperatura ambiente en una superficie limpia y seca, protegido de la luz directa del sol. Usar solo una vez.
Producto no estéril. Producto de venta libre.
Composición: Rayón, Poliéster, Adhesivo Acrílico.
Consulte nuestro Web Site www.cureband.com.co



- ✓ Ideal para cubrir apósitos de cualquier tamaño.
- ✓ Sostiene con seguridad tubos y catéteres de mayor peso.
- ✓ Resiste a la manipulación y la elongación de la piel.
- ✓ Fácil de retirar sin dejar residuos de adhesivo.
- ✓ Permanece adherido mayor tiempo (72 horas) sin perder sus características.



PLG-211-06



Aprobación Mercadeo:

Firma:
Fecha:

Aprobación Calidad:

Firma:
Fecha:

GUIA DE TROQUEL

