15,0 mm

234,0 mm

• Fácil Rasgado • Fácil Rasgado

• Fácil Rasgado • Fácil Rasgado

# **IMPORTANTE!**

Mantener este producto en posición **VERTICAL** 

# **Tela Blanca**

# Esparadrapo de Tela MEDIC

### Instrucciones de uso:

- ✓ Fácil rasgado.
- √ Úselo sobre la piel limpia y seca.
- Recomendado para vendajes extrafuertes, inmovilización de articulaciones; ideal para deportistas.
- ✓ Coloque CureBand Esparadrapo sobre el apósito o dispositivo médico.
- ✓ Presione ligeramente con los dedos para adherir sobre la piel.
- ✓ Para evitar molestias al remover el esparadrapo levántelo en sentido del crecimiento del vello.

Fabricado y exportado por: Adhesivos Internacionales S.A.S. ADHINTER S.A.S. Calle 39 # 1-112, Cali, Valle, Colombia.

Bajo supervisión y control de **Tecnoquímicas S.A.** 

Distribuido en Colombia por: Tecnoquímicas S.A.

Reg. San. INVIMA 2017DM-0000931 R3. Importado y distribuido por: \* ECUADOR: Tecnoquímicas del Ecuador S.A., Registro No. 1266-DME-0815.

\* PANAMÁ: Calox Panameña S.A.

Uso del producto: Fijación de Apósitos. Precauciones: Este producto contiene Látex Natural. Producto No Hipoalergénico. Consérvese a temperatura ambiente en una superficie limpia y seca, protegido de la luz directa del sol. Usar solo una vez. Producto de venta libre. Composición: Tela Tejida, Adhesivo de Caucho, Emolientes y Antioxidantes

Cualquier inquietud comuníquese con la línea: Colombia: 01800523339; Ecuador: 1800523339; Salvador: 2485110.





# **Tela Blanca**

#### Contenido:

Surtido 1: 1 rollo de 1"x 10 yd

2 rollos de 2"x 10 yd 1 rollo de 3"x 10 yd

1 rollo de 4"x 10 yd Surtido 2: 12 rollos de 1"x 10 yd

Surtido 3: 6 rollos de 2"x 10 yd Surtido 4: 4 rollos de 3 x 10 yd

Surtido 5: 3 rollos de 4"x 10 yd



Arte TUBO: CureBand MEDICAL Esparadrapo de Tela Referencia: Pantone Reflex Blue C - Pantone 280 C Colores: Ancho 249,0 mm - Alto 326,0 mm Tamaño final:

Fecha arte: JULIO 17 de 2017 Escala: 1:100 Adobe illustrator 11.0 Programa:

Los colores de esta impresión no se ajustan al standard PANTONE. a visualizar los colores correctamente utilizar la guía de colores PANTONE Nombre Archivo: ETQ-005-10.ai

Texto CureBand en curvas - Helvética Neue 73 Bold Extended - ZapfHumnst Ult BT Ultra Helvética Neue 77 Bold Condensed - Helvética Neue 57 Condensed - Helvética Narrow - Helvética Bold Narrow

Elaboró Ajustes: AMG Creativa Gráfica





OBSERVACIÓN antes de bajar películas:

1. No bajar películas directamente de CD o Diskett, 2. Eliminar la capa con nombre guías y troquel.

3. Bajar películas a la lineatura que necesite el impresor.

4. Aplicar las opciones del traping al color que necesite el impresor.