

PORTAFOLIO

CUIDADO DE LA HERIDA



CureBand®

Cuida y protege a su paciente



PORTAFOLIO

CureBand®

Cuida y protege a su paciente



ESPARADRAPO
TELA BLANCA



CINTA
QUIRÚRGICA
MICROPOROSA



FIXO ROLL



GASA
ANTIADHERENTE
ESTÉRIL



CURAS



CINTA
QUIRÚRGICA
TRANSPARENTE

PORTAFOLIO



ALGODÓN
ROLLO Y TORUNDAS



ALCOHOL
ANTISÉPTICO



YODOPOVIDONA

CureBand®

Cuida y protege a su paciente



ESPARADRAPO *TELA BLANCA*

BENEFICIOS

► **SOPORTE**

- Repelente a la humedad (hidrofugado en el soporte)
- Fácil rasgado

► **ADHESIVO**

- Excelente adherencia
- Altamente resistente
- Caucho natural
- Óxido de zinc (Ayuda a cicatrizar)
- Contiene lanolina (Suave con la piel)



► PRESENTACIONES

◦ Tubo 5 rollos surtidos:

- 1 rollo de 1" x 10 yardas
- 2 rollos de 2" x 10 yardas

- 1 rollo de 3" x 10 yardas
- 1 rollo de 4" x 10 yardas

◦ **1" x 10y** Tubo x 12 rollos

◦ **2" x 10y** Tubo x 6 rollos

◦ **3" x 10y** Tubo x 4 rollos

◦ **4" x 10y** Tubo x 3 rollos

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Soporte y cobertura de dispositivos médicos más pesados
- Inmovilización de áreas de gran volumen o alta movilidad
- Oclusión de otros dispositivos médicos (medicamentos)

► NO USAR

- Combinado con otras sustancias (benjüí, etc.)
- No usar en pieles delicadas (oncología, renal, etc.) ni edades extremas (neonatos, adulto mayor)

VENTAJAS



Mayor protección cutánea
Repele la humedad
Mayor resistencia
Cortes especiales

Otras
 marcas:

Menor resistencia
 Se humedece
 más rápido

CureBand®

Cuida y protege a su paciente



CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA

BENEFICIOS

- Tela no tejida, suave y transpirable (aglomerado de algodón)
- Color blanco y piel para mayor discreción y estética
- Excelente adherencia, permite re-pegues
- Adhesivo acrílico (sintético)
- Hipoalergénico



► PRESENTACIONES

◦ Piel Hospitalario 1/2x10y	Plegadiza x 24
◦ Piel Hospitalario 1x10y	Plegadiza x 12
◦ Piel Hospitalario 2x10y	Plegadiza x 6
◦ Blanco Hospitalario 1/2x10y	Plegadiza x 24
◦ Blanco Hospitalario 1x10y	Plegadiza x 12
◦ Blanco Hospitalario 2x10y	Plegadiza x 6

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Soporte y cobertura de dispositivos médicos mas pesados
- Oclusión de heridas quirúrgicas (estético)
- **Para tener en cuenta:**
Se puede deteriorar con la humedad

► NO USAR

- Combinado con otras sustancias (benjüí, etc.)

VENTAJAS



Color uniforme/estético
Mayor grosor del soporte
Tiempo adherencia más largo
Mayor adherencia (re-pegues)

Otras
marcas:

Tiempo adherencia
más corto

Menor adherencia

CureBand®

Cuida y protege a su paciente



FIXO ROLL



BENEFICIOS

- Es suave y transpirable por ser de tela no tejida
- Flexible y elástico para mayor comodidad
- Excelente resistencia
- Retardante de la absorción de humedad (hidrofugado)
- Excelente adherencia (adhiere por 72 horas)
- Hipoalergénico
- Caja dispensadora (más higiene, mejor seguridad)



► PRESENTACIONES

- | | |
|-------------|---------------|
| ◦ 2" x 11y | Plegadiza x 1 |
| ◦ 4" x 2.2y | Plegadiza x 1 |
| ◦ 4" x 11y | Plegadiza x 1 |
| ◦ 6 "x 11y | Plegadiza x 1 |

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Soporte y cobertura de dispositivos de todo tipo
- Cobertura de grandes zonas corporales
- Segunda piel (cuando se requiere colocación de esparadrapos tipo tela o seda)
- Protector cutáneo en zonas de roces o fricción (prevención de UP)

► NO USAR

- Combinado con otras sustancias (benjüí, etc.)

► PARA TENER EN CUENTA

- La piel debe estar muy limpia y seca antes de su aplicación (piel grasa del neonato puede no adherir con suficiente fuerza)
- Si se moja se secará en corto tiempo
- No retirar si está húmedo

VENTAJAS



Hipoalergénico
Suave y transpirable
Excelente adherencia
Caja Dispensadora
Mayor grosor de la tela
Tarda en humedecer
(tratamiento hidrofugado)

Otras
marcas:

Se humedece
más rápido

Menor tiempo
de adherencia

CureBand®

Cuida y protege a su paciente



GASA ANTIADHERENTE ESTÉRIL

BENEFICIOS

- Presentación estéril
- Antiadherente
- Gasa de tela no tejida (Aglomerado de algodón)
- Empaque con doble función: Retiene líquidos desinfectantes




► PRESENTACIONES

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| ◦ 10 cm * 10 cm - Sob * 2 Und. | Plegadiza x 24 |
| ◦ 7.5 cm * 7.5 cm - Sob * 2 Und. | Plegadiza x 24 |
| ◦ 5 cm * 5 cm - Sob * 5 Und. | Bolsa x 24 |
| ◦ 7.5 cm * 7.5 cm - Sob * 5 Und. | Bolsa x 24 |
| ◦ 10 cm * 10 cm - Sob * 5 Und. | Bolsa x 24 |
| ◦ 7.5 cm * 7.5 cm - Sob * 2 Und. | Bolsa x 24 |
| ◦ 10 cm * 10 cm - Sob * 2 Und. | Bolsa x 24 |

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Absorbente de sustancias o medicamentos
- Cobertura a todo tipo de heridas
- **Para tener en cuenta:**
En heridas debe ser usada con el principio de ambiente húmedo



VENTAJAS

CureBand®
Cuida y protege a su paciente

Empaque con doble función
Mayor absorción
Mayor suavidad

Otras marcas:

Menor absorción
Menor suavidad

CureBand®

Cuida y protege a su paciente



CURAS

BENEFICIOS

- Cubierta resistente al rose y microperforada
- Adhesivo hipoalergénico libre de látex
- Gasa que absorbe 700 veces su peso y no se adhiere a la herida
- Presentación con diseños infantiles



► PRESENTACIONES

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ◦ Standard | Plegadiza x 100 |
| ◦ Redondas niños | Plegadiza x 100 |
| ◦ Redondas adultos | Plegadiza x 100 |
| ◦ Redondas adultos | Plegadiza x 500 |

CARACTERÍSTICAS

- Polietileno microperforado que permite la transpiración de la piel
- Gasa no tejida absorbente que no se pega a la herida
- Acrílico (sintético)
- Hipoalergénico



VENTAJAS



Cuida y protege a su paciente

Más suave y transpirable
Mayor absorción
Mayor adherencia
Diseños infantiles

Otras
marcas:

Menor absorción
Menor adherencia

CureBand®

Cuida y protege a su paciente



CINTA QUIRÚRGICA TRANSPARENTE

BENEFICIOS

- Permite visualizar el punto de inserción
- Ideal para pieles sensibles
- Corte manual preciso
- Soporte y cobertura de dispositivos livianos



► PRESENTACIONES

- 1/2" x 10y Plegadiza x 24
- 1" x 10y Plegadiza x 12
- 2" x 10y Plegadiza x 6

CARACTERÍSTICAS

- Polietileno transparente mate microperforado
- Adhesivo acrílico (sintético)
- Hipoalergénico

VENTAJAS



Cuida y protege a su paciente

Adhesivo acrílico suave
Mayor suavidad del soporte
Corte fácil y recto
Transparente mate

Otras
marcas:

Menor suavidad
del soporte
Transparente
brillante



ALGODÓN

ROLLO Y TORUNDAS

BENEFICIOS

- Ideal para la aplicación de productos
- Fibra de algodón 100% natural
- Ultra absorbente
- Extra suave



► **PRESENTACIONES**

- **Torundas** Rollo x500g
- **Rollo** Rollo x500g

CARACTERÍSTICAS

- Bolsa con cierre hermético que protege el producto
- Contenido: 500gr.

► **ESPECIFICACIONES ALGODÓN TORUNDAS**

- **Diámetro cada torunda:** 2.8–3.0 cm.
- **Peso cada torunda:** 0.8 gr.
- 40 gr: 50 torundas aprox.
- 100 gr: 125 torundas aprox.
- 500 gr: 625 torundas aprox.

VENTAJAS



Mayor suavidad
Mayor absorción
Tamaño más adecuado
Mayor consistencia

Otras
marcas:

Menor suavidad
Menor absorción
Desprenden más pelusas



ALCOHOL ANTISEPTICO

BENEFICIOS

- Elaborado con alcohol etílico impotabilizado al 95%
- Concentración del 70%
- Acción inmediata



► **PRESENTACIONES**

◦ **Alcohol MK 120 mL**

Botella x 120 mL
Caja x 20 botellas

◦ **Alcohol MK 350 mL**

Botella x 350 mL
Caja x 12 botellas

◦ **Alcohol MK 700 mL**

Botella x 700 mL
Caja x 6 botellas

◦ **Alcohol MK 3700 mL**

Garrafa x 3700 mL
Caja x 6 garrafas

PARA TENER EN CUENTA

- Debe dejarse evaporar por completo si se usa en electrocirugía o láser
- No tiene efecto residual
- Volátil e inflamable

MECANISMO DE ACCIÓN

- Por la presencia de agua penetra mejor en las células
- Precipita proteínas (interfiere en el metabolismo)
- Destruye la membrana celular (lisis celular)

Gram +

Gram -

Hongos

Virus

No esporas



YODOPOVIDONA

BENEFICIOS

- Efectivo en presencia de material orgánico
- Tiempo de acción: 30 segundos
- Soluble en agua
- Almacenar a temperatura controlada



► PRESENTACIONES

- **Espuma y Solución**
- **Bucofaríngeo**

Frasco x 60 mL y 120 mL

Frasco x 120 mL

CARACTERÍSTICAS Y USOS

• **Yodopovidona espuma:**

Alta concentración de tenso-activo (20%)

► **USOS**

- Lavado de manos
- Baño pre-quirúrgico
- Limpieza de heridas

► **NO USAR**

- Personas con uso prolongado de litio
- En gestantes y lactantes por largos periodos
- Presencia de alteraciones tiroideas o renales por uso prolongado

PARA TENER EN CUENTA

- Interfiere con la cicatrización (citotoxicidad sobre queratinositos y fibroblastos)
- Inactivación en altas concentraciones de materia orgánica
- Acidosis metabólica (por uso prolongado o grandes extensiones)
- Dermatitis de contacto (hipersensibilidad)
- Irrita el área tratada por la presencia de alcohol

MECANISMO DE ACCIÓN

- Interfiere en la cadena respiratoria del micro-organismo (oxidante)
- Precipita proteínas y ácidos nucleicos bacterianos.
- Altera la membrana celular
- Lenta liberación

Gram +

Gram -

Hongos

Virus

No esporas