

PINZA LIGA CLIP



Nombre producto: PINZA DE LIGA CLIP

Marca: LOMI

Registro sanitario: INVIMA 2020DM-0022598

Importado por: Todo Ortopédico SAS

Material: Titanio

Uso: Su uso sigue el principio quirúrgico de aproximar correctamente los bordes de tejido sano para asegurar una adecuada reparación de los tejidos y posteriormente conseguir la cicatrización y curación en estructuras tubulares o vasos sanguíneos, en todas las especialidades (cirugías cardíacas, torácicas, vasculares, gastrointestinales, urológicas, ginecológicas, bariátricas y cirugías generales).

Contraindicaciones: No utilice este insumo para oclusiones tubáricas (trompas de falopio), como método anticonceptivo.

Esterilización: dispositivo reutilizable, sin embargo, es necesaria la limpieza y esterilización antes de cada uso.

Método de esterilización: Vapor 135° -

OE

Medidas: 5X330 Ref PZ8040001 S

acción única.

10X330 Ref 8010013 ML acción

única