




- *Cánula Nasal*: Hecha de PVC Grado Médico

- Talla S: Uso Neonatal
- Talla M: Uso Pediátrico
- Talla L: Uso Adulto

Este dispositivo médico se utiliza en la terapia de oxígeno, hipoxemia y dificultad respiratoria leve o recuperación postanestésica.

## PRESENTACIÓN:

| TIPO DE EMPAQUE | TOTAL UNIDADES |
|-----------------|----------------|
| INDIVIDUAL      | 1              |
| CAJA UNITARIA   | 100            |



- 1- Tubo Conector
- 2- Tubo de suministro de Oxígeno
- 3- Conector Y
- 4- Tubo de entrada
- 5- Titular
- 6- Punta de la nariz

## TIPO DE RIESGO

- IIA

## MIEMBROS COMPROMETIDOS

Cuerpo Humano

## VIDA ÚTIL:

5 años, a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto mantenga las condiciones preestablecidas por el fabricante

## NORMAS TÉCNICAS:

- 2007/47/EC:2007
- 93/42/EEC:1993
- ISO 13485:2003
- ISO 14971:2012
- ASTM F 1980-07
- 1041:2008
- 980:2008
- ISO 10993-1:2009
- ISO 10993-5:2012
- ISO 1135-1:2007

## ALMACENAMIENTO

Conservar hasta su uso en los empaques originales en ambiente fresco (Temperatura 15 C° hasta 48 C° y H.R. de 55% a 75%).