



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Set de Infusión: Equipo Macro goteo

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Jiangsu Webest Medical Product CO, LTD

USOS:

Set de Infusión: Usada para transfusiones en las venas del cuerpo humano bajo fuerza de gravedad y usada en conjunto con el catéter ubicado previamente en el paciente y el equipo de micro y macro goteo, los cuales también son de un solo uso

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

Temperatura: 5°C a 55°C


Humedad Relativa: 30% a 80%

PRESENTACIÓN:

- Empaque Individual
- Caja por 50 unidades
- Caja por 100 unidades

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN
MACROGOTEO POLYBAG
MACROGOTEO BLISTER
MACROGOTEO FOTOPROTECTOR
MACROGOTEO BIOSEGURO
EQUIPO DE TRANSFUSIÓN
SET DE INFUSIÓN (VENOCLISIS)



COMPOSICIÓN:

- *Equipo:* PVC grado médico en moldes de inyección
- *Soporte de la Aguja:* Punta de metal y plástico ABS
- *Regulador:* Polietileno grado médico
- *Membrana Filtro de la Solución Médica:* Fibras
- *Membrana Filtro de Aire:* Fibras
- *Embudo:* PVC grado médico

NORMAS TÉCNICAS:

- MDD 93/42EEC
- EN 550
- ISO 594-2
- ISO 13485
- ISO 9001:2000

TIPO DE RIESGO

- IIA

- 1. ENTRADA DE AIRE CON FILTRO:** Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) y filtro de nylon.
- 2. FILTRO DE FLUIDO:** Nylon.
- 3. REGULADOR DE FLUJO:** Polietileno de alta densidad.
- 4. TUBO:** Policloruro de vinilo PVC
- 5. PUNTO DE INYECCION EN "Y":** Polisopropeno y Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
- 6. CAPSULA PROTECTORA DEL PUNZON:** Polietileno de alta densidad.
- 7. DISPOSITIVO DE PERFORACION (SPAY):** Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
- 8. CAVIDAD DE GOTEO (CAMARA DE GOTEO):** Policloruro de Vinilo – PVC.
- 9. PRUEBA CRONICA FEMENINA:** Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS).
- 10. CAPSULA PROTECTORA DE PRUEBA CRONICA FEMENINA:** Polietileno de alta densidad.