



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Esparadrapo de Tela

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

Jiangsu Nanfang Medical Product CO, LTD

USOS:

Protección de heridas, inmovilización de pacientes, fijación de dispositivos médicos y fijación de apósitos. La cinta quirúrgica adhesiva es para uso hospitalario o cuidado de heridas.

Antes de usar, lavar bien la piel y limpiar la superficie.

Hacer corte de acuerdo a la longitud necesaria

COMPOSICIÓN:

- Óxido de Zinc
- Adhesivo de Yeso
- Cinta Quirúrgica
- Tela de Rayón
- Emolientes
- Antioxidantes

PRESENTACION

- Caja por 24 Blister/Carrete, corrugada x 720
- caja por 12 Blister/carrete, corrugada x 360
- Caja por 6 Blister/carrete, corrugada x 180

CLASIFICACIÓN:

REF	DIMENSIONES
BLISTER	½ IN X 5 YD
BLISTER	1 IN X 5 YD
BLISTER	2 IN X 5 YD
BLISTER	3 IN X 5 YD
BLISTER	4 IN X 5 YD
CARRETO	½ IN X 5 YD
CARRETO	1 IN X 5 YD
CARRETO	2 IN X 5 YD
CARRETO	3 IN X 5 YD
CARRETO	4 IN X 5 YD
CAJA PLEGADIZA	½ IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	1 IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	2 IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	3 IN X 10 YD
CAJA PLEGADIZA	4 IN X 10 YD

VIDA ÚTIL:

5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.

ALMACENAMIENTO:

Conservar hasta su uso en los empaques originales en un ambiente fresco

- Temperatura: 24°C +/- 5°C
- Humedad Relativa: De 45% a 65%

NORMAS TÉCNICAS:

- ISO 10993
- ISO 9001
- ISO 13485

TIPO DE RIESGO

- I

MIEMBROS COMPROMETIDOS

Piel