FICHATÉCNICA





SÁBANA AJUSTABLE DE UN SOLO USO

REGISTRO SANITARIO

No requiere 202002336 Vigencia: 29/09/2030

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto de bioseguridad, cubre la camilla y protege de fluidos contaminantes.

CONTACTO

TELÉFONO: (604) 444 4815 – 320 7839163

DIRECCIÓN:

Cra 66 #43-46 Medellín Colombia.

CORREO ELECTRÓNICO: ventas@powermedical.co







INDICACIONES DE USO

Se usa para cubrir camillas en la atención de pacientes en general. Producto de uso ÚNICO.

COMPONENTES Y MATERIALES

Confeccionada en tela no tejida SMS de 30, 35 y 40 gr.

- Medida: Ancho 90-100 cm. Largo 200-210 y 220 cm o a solicitud del cliente.
- Resorte en todo el borde para ajuste en esquinas de la camilla.

Con tiras o sin tiras.

Colores: Blanca, azul y fucsia o según requerimiento del cliente.

PRESENTACIÓN

Paquete por 10 unidades, no estéril empacado en bolsa plástica transparente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa. No exponer a humedades, calor intenso o flamas.

T°: 15-35°C - Humedad relativa: 45-75%

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Usar solo una vez. Usar dentro del tiempo válido. No usar si el empaque está dañado. No usar si presenta olor o humedad u otra desviación de calidad. Su disposición final será en reciclaje, siempre y cuando no se encuentre contaminado, en caso tal se dispondrá para incineración.

RIESGO Y VIDA ÚTIL

Riesgo I. No invasivo.

Vida útil de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque permanezca intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento.