

NOMBRE DEL PRODUCTO

**BATA QUIRÚRGICA
DESECHABLE**

REGISTRO SANITARIO

No estéril: Certificado de No
requiere # 202002336
de 29/09/2020

Estéril: 2019DM-0020592

Vigencia: 29/09/2030

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto de
bioseguridad, repelente a los
líquidos, pero permeable al
aire, para uso quirúrgico.
Protege al personal de
fluidos contaminantes.

CONTACTO

TELÉFONO:
444 4815 – 320 7839163

DIRECCIÓN:
Cra 66 #43-46 Medellín Colombia.

CORREO ELECTRÓNICO:
ventas@powermedical.co



INDICACIONES DE USO

Usadas para vestimenta del personal quirúrgico evitando ingresar contaminación exterior y contaminación por fluidos; con barrera aislante de líquidos, fresca, confortable, higiénica, antialérgica, descartable y no reutilizable. Producto de uso ÚNICO.

COMPONENTES Y MATERIALES

Confeccionada en tela no tejida SMS 40 gr. De color azul.

- Peso: 130 gr.
- Medidas: Largo: 1.10 mt, Ancho: 1.40 mt, Hombro: 0.18 mt
- Manga larga Puño: RIB
- Cuatro tiras para amarre aséptico y amarre estéril. Velcro en parte de atrás del cuello.
- Escote redondo con sesgo azul.

PRESENTACIÓN

Unidad no estéril empacada en bolsa plástica transparente.
Unidad estéril empacada en papel grado médico.
También se encuentra dentro de paquetes quirúrgicos Power Medical.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa.
No exponer a humedades, calor intenso o flamas.
T°: 15-30°C - Humedad relativa: 45-70%

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Usar solo una vez. Usar dentro del tiempo válido. No usar si el empaque está dañado.
No usar si presenta olor o humedad u otra desviación de calidad.
Su disposición final será para incineración.

RIESGO Y VIDA ÚTIL

Riesgo I. No invasivo.
Vida útil de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque permanezca intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento.