

#### **NOMBRE DEL PRODUCTO**

# **PAQUETE QUIRÚRGICO DESECHABLE ESTÉRIL**CIRUGÍA GENERAL # 10

#### **REGISTRO SANITARIO**

Ref. FB6060191

2019DM-0020592 Vigencia: 15/10/2029

# **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Paquete de ropa quirúrgica desechable que funciona como barrera microbiana, capaz de bloquear los gérmenes patógenos de los fluidos por su propiedad hidrofóbica. Útil para reducir la contaminación cruzada entre pacientes y personal asistencial, reduciendo las infecciones, costos de lavandería y esterilización.

#### **CONTACTO**

TELÉFONO: (604) 444 4815 – 320 7839163

DIRECCIÓN: Cra 66 #43-46 Medellín Colombia.

CORREO ELECTRÓNICO: ventas@powermedical.co





#### **INDICACIONES DE USO**

Usados como vestimenta estéril del personal y paciente cubriendo el área quirúrgica en procedimientos de cirugía general.

# **COMPONENTES Y MATERIALES**

Elaborados con Polipropileno 100% SMS de 40 gr. Se compone de:

- 3 Batas quirúrgicas SMS
- 6 Toallas Absorbentes
- 1 Funda para mesa de mayo con refuerzo 60 x 1.35 mts
- 1 Bolsa para suturas
- 4 Campos cerrados SMS 70 x 80 cm con cinta
- 2 Sábanas planas SMS 145 x 200 cm
- 2 Indicadores Químicos
- 1 Campo quirúrgico con abertura y refuerzo absorbente con cinta adhesiva 2.17 x 3.15 mt, con portacables y cintas.
- 1 Cubierta para mesa de instrumentos de 145 x 215 cm con refuerzo.

# **PRESENTACIÓN**

Paquete empacado en papel grado médico y esterilizado en Óxido de Etileno.

# **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa. No exponer a humedad, calor intenso o flamas. T°: 15-35°C - Humedad relativa: 45-75%

#### **ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES**

Usar solo una vez. Usar dentro del tiempo válido. No usar si el empaque está dañado. No usar si presenta olor o humedad u otra desviación de calidad. Su disposición final será en reciclaje, siempre y cuando no esté contaminado con fluidos corporales en cuyo caso deberá descartarse en residuos biológicos.

# **RIESGO Y VIDA ÚTIL**

Riesgo I. No invasivo. Vida útil de 4 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque permanezca intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento.