



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

**CAMPO QUIRÚRGICO EN U
LAMINADO ESTÉRIL**
Ref. FB6060190

REGISTRO SANITARIO

2019DM-0020592
Vigencia: 15/10/2029

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Campo en U para
impermeabilización del
paciente en procedimientos
quirúrgicos.

CONTACTO

TELÉFONO:
(604) 444 4815 – 320 7839163

DIRECCIÓN:
Cra 66 #43-46 Medellín Colombia.

CORREO ELECTRÓNICO:
ventas@powermedical.co



INDICACIONES DE USO

Este campo se usa como aislante de la humedad en procedimientos con alto flujo de líquidos como reemplazos articulares, artroscopias, cesáreas, entre otros. El adhesivo debe ir a la piel del paciente para su fijación, la U debe ubicarse por debajo de la cadera del paciente y la pierna cae sobre el campo.

COMPONENTES Y MATERIALES

Fabricado en Tela no tejida SMS laminada de 45 gr. Color azul.
Cinta adhesiva.

PRESENTACIÓN

Unidad estéril, empackado en papel grado médico.
Medida: 1.50 x 2 mt con cinta adhesiva.
1.52 x 1.83 mt con cinta adhesiva.
Abertura en U de 15 x 60 cm

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa.
No exponer a humedades, calor intenso o flamas.
T°: 15-35°C - Humedad relativa: 45-75%

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

Usar solo una vez. Usar dentro del tiempo válido. No usar si el empaque está dañado. No usar si presenta olor o humedad u otra desviación de calidad. Su disposición final será en reciclaje, siempre y cuando no esté contaminado con fluidos corporales.

RIESGO Y VIDA ÚTIL

Riesgo I. No invasivo. Vida útil de 4 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque permanezca intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento.