



PAPEL MIXTO TIPO TYVEK® PARA PEROXIDO DE HIDROGENO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

Embalaje de alta barrera, de fácil apertura, hecho de película de Polietileno laminado + Poliéster 57gsm + Tyvek® 2FS™ (Una marca de DuPont™)

INDICACIONES DE USO:

Bolsa o tubular para esterilización; de sellado directo y film laminado con Poliéster y Polietileno (capa para sellado por calor) apta para el empaque de equipos odontológicos, médico-quirúrgicos y hospitalarios esterilizados con el método de Peróxido de Hidrógeno.

CARACTERÍSTICAS:

Color de película: Transparente.

Indicadores: Tinta indicadora de Peróxido de Hidrógeno impresa en los laterales, colores de viraje especificado en la siguiente tabla:

ESPECIFICACIONES:

1. Tyvek® 2FS™

Característica	Especificación	Resultado	Unidad
----------------	----------------	-----------	--------

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



		Amcor	
Gramaje	Min 56,5 – Max 62,5	59,5	g/m ²
Delaminación (Separación de capas)	Min 2,1 – Max 3,3	2,7	N
Porosidad (Test de Gurley Hill)	Min 9 – Max 35	22	Seg/100 cc

2. Película laminada (Poliéster y Polietileno)

Características	Especificación	Resultado Amcor	Unidad
Gramaje	Min 50,3 - Max 60,8	57	g/m ²
Gramaje del adhesivo	Min 1,2 - Max 2,7	2,0	g/m ²
Gramaje del Polietileno	Min 33,1 - Max 40,5	36,8	g/m ²
Espesor del Polietileno	Min 36 - Max 44	40	µm
Gramaje del Poliéster	Min 16,0 - Max 17,6	16,8	g/m ²
Espesor del Poliéster	Min 11,4 - Max 12,6	12	µm

3. Indicador químico (Cinta indicadora) Impreso en el área de sellado (si corresponde)

Método de esterilización	Color antes de virar	Color después de virar
Peróxido de Hidrogeno	Azul	Amarillo

4. Dimensiones

Características	Especificaciones	Unidad
Largo	Blanco ± 3	mm
Altura (Bolsas)	Blanco ± 3	mm

EMBALAJE:

Embalaje interno: Película plástica protegiendo el rollo de papel.

Embalaje exterior: Cajas de cartón, Pallet para importaciones, protegido con film extensible.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacenar en un lugar limpio, seco y aireado, evitando el contacto directo con el suelo, luz solar y productos que puedan emanar olor. Conserve el embalaje original de cada unidad de producto hasta su uso. El transporte debe realizarse en vehículos cerrados y en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

ETIQUETADO DE FÁBRICACIÓN:

- Código o Referencia
- Descripción del producto nombre.
- Método de esterilización
- Composición
- Cantidad
- Tamaño
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad
- Lote
- Instrucciones de uso
- Almacenamiento
- Precauciones