

**INFORMACION TECNICA  
JERINGAS PRELLENADAS  
CON SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH**



Health & Biotechnology  
[www.glscolombia.com](http://www.glscolombia.com)

**INFORMACION GENERAL**

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE COMERCIAL</b>        | BD POSIFLUSH JERINGAS PRELLENADAS<br>CON SOLUCIÓN SALINA      |
| <b>REGISTRO SANITARIO</b>      | INVIMA 2019DM-0003891 R1<br>F.V: 19/03/2029                   |
| <b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b> | NO INVASIVO. RIESGO IIA                                       |
| <b>FABRICANTE</b>              | BECKTON DICKINSON AND<br>COMPANY<br>Estados Unidos de América |
| <b>DISTRIBUIDOR</b>            | GLS Health & Biotechnology S.A.<br>CII 164 #19A - 26, Bogotá  |



**DESCRIPCIÓN**

Jeringa prellenada con solución isotónica de Cloruro de Sodio (NaCl 0.9%) son indicadas para uso en la sanitización de dispositivos internos de acceso vascular.

**USO PREVISTO**

Las BD jeringas prellenadas Posiflush® vienen con solución salina estéril al 0,9%. Están indicadas para ser utilizada en la limpieza de los catéteres o accesos venosos de los coágulos de fibrina que puedan obstruir la luz del catéter. El diseño de la jeringa, así como su sistema de ajuste al catéter, permite remover con seguridad los coágulos y minimizar la entrada de la solución salina al paciente.

**CARACTERÍSTICAS**

Jeringa Prellenada con Cloruro de Sodio (NaCl) al 0.9% estéril, pH 4.5 -7.0, Osmolaridad de 0,308 mOsm/ml, Solución isotónica, con diámetro constante de 10 ml para todas las presentaciones (3ml, 5ml, 10ml) y stopper de 3 anillos, tapón protector en polipropileno al sistema luer lock.

Tapón o sello del embolo: Libre de látex, diseño Zero Reflux ®, evitando el reflujo sanguíneo y obstrucción de catéter.

Embolo corto: Asegura una presión positiva.

Anillo de retención: Evita fugas y desconexiones accidentales.

Etiquetado claro: Mayor visibilidad del contenido de la jeringa, impresión en negrilla para mayor claridad, código de barras para facilitar la identificación y verificación.

Esterilizado mediante vapor de agua.

**INFORMACION TECNICA  
JERINGAS PRELLENADAS  
CON SOLUCIÓN SALINA POSIFLUSH**



Health & Biotechnology  
[www.glscolombia.com](http://www.glscolombia.com)

**PRECAUCIONES**

No reesterilizar antes de su uso.  
No usar si el envase unitario o su contenido están dañados.  
Verificar la fecha de caducidad en el envase o la etiqueta del producto. No utilizar si el producto ya ha caducado.  
No usar si la solución contiene algún precipitado o muestra cualquier tipo de partículas en suspensión  
Producto de un solo uso.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL**

El producto es válido por (3) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°. No congelar.  
Conservar en un lugar fresco y seco  
Proteger de los rayos directos del sol

**PRESENTACIONES**

Jeringa prellenada por 3mL  
Jeringa prellenada por 5mL  
Jeringa prellenada por 10mL

Empaque individual Caja corrugada con 480 und, Alto 23cm, Ancho 49 cm y Largo 61 cm.

**SIMBOLOGÍA**

