

ACUFEX[®] PINPOINT[®], sistema de guía para LCA anatómico



Características

- **Sistema de fácil uso**, permite visualizar el tamaño y emplazamiento del túnel femoral en su localización anatómica.
- **Facilita el emplazamiento de los túneles**, sin necesidad de realizar marcas en los huesos.
- **Determina la posición de los haces AM y PL**. Permite trabajar con la rodilla a 90°.
- **Sistema completo**, para simple y doble túnel.
- **Apto para diferentes técnicas de perforación**, para técnicas inside-out y outside-in.
- **Múltiples tallas**, permite adaptarse al tamaño de la huella original.

Descripción

El sistema de guía para LCA anatómico ACUFEX[®] PINPOINT[®] está compuesto por instrumentos versátiles y de fácil uso que permite visualizar el tamaño y emplazamiento del túnel femoral en su localización anatómica.

Indicaciones

Indicado para procedimientos artroscópicos del ligamento cruzado anterior (LCA).

Limpieza y esterilización

Para la limpieza de los instrumentos ACUFEX se recomienda usar detergentes enzimáticos con baja espuma y pH neutro (6.0 – 8.0). Pueden usarse detergentes con pH alto (con pH no mayor que 11.0).

La esterilización de los instrumentos quirúrgicos ACUFEX se puede realizar con óxido de etileno o con vapor. Los parámetros de tiempo y temperatura de esterilización varían en función del tipo de esterilizador, del ciclo de esterilización, y del tipo de envoltorio.

Presentación

Código Producto	Descripción	
72203452	SISTEMA GUÍA PINPOINT LCA-A 1 FASCÍCULO compuesta por:	
72203433	Guía 1 fascículo 6 mm	
72203434	Guía 1 fascículo 7 mm	
72203435	Guía 1 fascículo 8 mm	
72203436	Guía 1 fascículo 9 mm	
72203437	Guía 1 fascículo 10 mm	
72203425	Brazo Outside-in rodilla izquierda	
72203426	Brazo Outside-in rodilla derecha	
72203432	Brazo inside-out	
72203453	Punzón 45°	
72203450	Bullet 4 puntas XL 16,5 cm	
72203451	Caja de esterilización	

ACUFEX[®] PINPOINT[®], sistema de guía para LCA anatómico

Código Producto	Descripción	
72203454	SISTEMA GUÍA PINPOINT LCA-A 1&2 FASCÍCULO compuesta por:	
72203433	Guía 1 fascículo 6 mm	
72203434	Guía 1 fascículo 7 mm	
72203435	Guía 1 fascículo 8 mm	
72203436	Guía 1 fascículo 9 mm	
72203437	Guía 1 fascículo 10 mm	
72203438	Guía 2 fascículos izquierda 5-6 mm	
72203439	Guía 2 fascículos izquierda 5-7 mm	
72203440	Guía 2 fascículos izquierda 6-7 mm	
72203441	Guía 2 fascículos izquierda 6-8 mm	
72203442	Guía 2 fascículos izquierda 7-8 mm	
72203443	Guía 2 fascículos derecha 5-6 mm	
72203444	Guía 2 fascículos derecha 5-7 mm	
72203445	Guía 2 fascículos derecha 6-7 mm	
72203446	Guía 2 fascículos derecha 6-8 mm	
72203447	Guía 2 fascículos derecha 7-8 mm	
72203425	Brazo Outside-in rodilla izquierda	
72203426	Brazo Outside-in rodilla derecha	
72203432	Brazo inside-out	
72203427	Bullet 2 fascículos 5-6 mm	
72203428	Bullet 2 fascículos 5-7 mm	
72203429	Bullet 2 fascículos 6-7 mm	
72203430	Bullet 2 fascículos 6-8 mm	
72203431	Bullet 2 fascículos 7-8 mm	
72203453	Punzón 45°	
72203450	Bullet 4 puntas XL 16,5 cm (requiere 2 unidades en técnica de doble túnel)	
72203448	Caja de esterilización 1&2 fascículo	

ACUFEX[®] PINPOINT[®], sistema de guía para LCA anatómico

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE I			 	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN UK Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

 No contiene látex

 Manténgase en lugar seco

 Fabricante



Producto no esterilizado



No utilizar si el envase está abierto o dañado



Representante autorizado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com, www.smith-nephew.com