

ARTHROGARDE[®], sistema de cánulas para acceder a la articulación de la cadera



Características

- Sus extremos redondeados proporcionan un diseño atraumático y una superficie lisa para proteger los tejidos blandos
- Diseño altamente fuerte que proporciona mayor durabilidad y conexiones estables, y previene el desgaste natural y las curvaturas
- Cánulas ARTHROGARDE con diámetro de 4.5mm, 5.0mm y 5.5mm
- Se pueden conseguir trayectorias más precisas si se usan con la guía CROSSTRAC
- Las cánulas ARTHROGARDE con diámetro de 4.5mm y 5.0mm tienen conexión en HUB específica para el uso de la Guía Crosstrac
- Existencia de una cánula ranurada con mango y brazo angulado ergonómico para una fácil maniobrabilidad (Ref 72201590)

Indicaciones

Las cánulas ARTHROGARDE están diseñadas para acceder a la articulación de la cadera en procedimientos artroscópicos.

Instrucciones de uso

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto.

Composición

Acero inoxidable, aluminio y plástico Delrin.

Esterilización

El producto se suministra no estéril. Esterilizable con óxido de etileno o con vapor.

Almacenaje

Coloque el instrumento en un recipiente de esterilización donde no pueda ser dañado por otros instrumentos o la manipulación.

Presentación

Referencia	Descripción
72201741	ARTHROGARDE cánula para cadera de 4.5 mm verde (con conexión en HUB)
72201742	ARTHROGARDE cánula para cadera de 5.0 mm azul (con conexión en HUB)
72201743	ARTHROGARDE cánula para cadera de 5.5 mm rojo
72201590	ARTHROGARDE cánula ranurada con mango para cadera

ARTHROGARDE[®], sistema de cánulas para acceder a la articulación de la cadera

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE IIa: resto I: cánula ranurada				 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos



Representante autorizado



No contiene látex



Fabricante



Producto no esterilizado



No utilizar si el envase está abierto o dañado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Frutuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com, www.smith-nephew.com