

BIORAPTOR 2.3 PK, anclaje con sutura no absorbible



Características

- **Anclaje compuesto de un polímero no bioabsorbible de polieterecetona (PEEK-OPTIMA® de Invibio®), material biocompatible y radiotransparente.**
- **Es uno de los anclajes más pequeños disponible, 2,3 mm de diámetro, con instrumental reducido,** permite más puntos de fijación y localización más fácil a lo largo de la superficie de la articulación.
- **Pre-enhebrado con 1 sutura ULTRABRAID, compuesta de una fibra de polietileno UHMW (Ultra High Molecular Weight), ofrece ventajas adicionales a las suturas tradicionales de poliéster, como:**
 - Mayor resistencia a la rotura en el anudado.
 - Mayor efecto lubricante.
 - Mayor resistencia al deshilachado.
- **Elevada fuerza de fijación.**
- **Mango insertador estilo TWINFIX,** posee marcas de orientación para ver la profundidad de inserción del anclaje.
- **Simplificación de la intervención quirúrgica,** permite reducir el tiempo de la cirugía.

Descripción

BIORAPTOR 2.3 PK es un anclaje de pequeño diámetro para intervenciones quirúrgicas de hombro, cadera y pequeñas articulaciones. Está fabricado con PEEK-OPTIMA® de Invibio®, material biocompatible y radiotransparente. El anclaje está pre-enhebrado con la sutura ULTRABRAID.

Indicaciones

El anclaje con sutura BIORAPTOR 2.3 PK está diseñado para la reconexión de tejido blando al hueso para las siguientes indicaciones:

Cadera:

- Reparación de la cápsula de la cadera: reconexión del labio cotiloideo.

Hombro:

- Estabilización capsular:
 - Reparación de Bankart.
 - Inestabilidad del hombro anterior.
 - Reparación de lesiones SLAP.
 - Reconstrucciones de desplazamiento capsular o capsulolabiales.
- Reparaciones de separación acromioclavicular.
- Reparación de deltoides.
- Reparaciones de desgarros de manguito de rotadores.
- Tenodesis del bíceps.

Codo, muñeca y mano:

- Reconexión del tendón del bíceps.
- Reconstrucciones del ligamento colateral ulnar o radial.
- Reparación de epicondilitis lateral.

Pie y tobillo:

- Reparaciones de deformidad en valgo.
- Reparaciones/reconstrucciones de inestabilidad medial o lateral.
- Reparaciones/reconstrucciones del tendón de Aquiles.
- Reconstrucciones de la curvatura plantar.
- Reparaciones/reconstrucciones de ligamentos tendones metatarsianos.
- Extracción de juanete.

Rodilla:

- Reparaciones extracapsulares:
 - Ligamento colateral medial.
 - Ligamento colateral lateral.
 - Ligamento oblicuo posterior.
- Realineación rotular y reparaciones de tendones:
 - Avance oblicuo del músculo crural.
- Tenodesis de banda iliotibial.

Composición

Anclaje: Polímero de polieterecetona (PEEK-OPTIMA® de Invibio®).

Sutura: Polietileno UHMW.

Dispositivo de inserción: Eje de acero inoxidable con mango de polipropileno.

Especificaciones técnicas

Diámetro exterior: 2,9 mm.

Diámetro interior: 2,3 mm.

Longitud: 11,55 mm.

BIORAPTOR 2.3 PK, anclaje con sutura no absorbible

Presentación

Código Producto	Descripción
72201541	Bioraptor 2.3 PK con una sutura ULTRABRAID #2 sutura cobraid azul
72201542	Bioraptor 2.3 PK con una sutura ULTRABRAID #2 sutura cobraid negra
72201543	Bioraptor 2.3 PK con una sutura ULTRABRAID #2 sutura blanca
72201703	Bioraptor 2.3 PK con una sutura ULTRABRAID #2 suturas con agujas, azul cobraid
72201704	Bioraptor 2.3 PK con una sutura ULTRABRAID #2 suturas con agujas, negro cobraid

Material asociado

Código Producto	Descripción
72201105	Guía INLINE boca de pez
72201106	Obturador no canulado
72201107	Obturador canulado
72201108	Broca para anclaje 2,3 mm
72201110	Guía INLINE punta afilada
72201111	Guía INLINE punta corona
72201112	Obturador INLINE punta trocar
72200867	Mazo con extremos de nylon
72200879	Extremos de nylon de repuesto (c/2)
72201824	Broca de punta girada para anclaje 2,3 mm

BIORAPTOR 2.3 PK, anclaje con sutura no absorbible

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE I: resto IIa: brocas y alambre guía IIb: suturas		 Suturas  Resto	 5 años, suturas  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA  Smith & Nephew Medical Limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

	No contiene látex		Producto no esterilizado
	Producto esterilizado con óxido de etileno		Caducidad
	No reutilizar		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante		Representante autorizado

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com