

BIORCI®, tornillo interferencial bioabsorbible.



Características

- Compuestos por ácido poliláctico (PLA).
- Bioabsorbible.
- Dureza y características de fijación equivalentes a los tornillos de titanio.
- Su forma cónica minimiza la fragmentación del tornillo durante la inserción.
- El diseño único de su rosca le proporciona una óptima fijación.
- Canulado (1,5mm).
- Disponible en 12 tamaños .

Descripción

Tornillo interferencial bioabsorbible compuesto por ácido poliláctico que se absorbe gradualmente hasta su desaparición.

Indicaciones

Tornillo indicado para la fijación en procedimientos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior/posterior (LCA/PCL) por hueso-tendón-hueso o tejido semitendinoso.

Composición

El tornillo BIORCI se fabrica con ácido poliláctico (APL).

Instrucciones de uso

Seguir las instrucciones descritas en el prospecto del Tornillo BIORCI.

Esterilización

Los tornillos interferenciales BIORCI se suministran estériles y han sido envasados en envases unitarios estériles. El método de esterilización está indicado en la etiqueta de los envases (Óxido de etileno).

Almacenaje

Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a temperatura inferior a 25° C.

No utilizar el contenido si los sobres están abiertos o deteriorados. Un sólo uso.

Presentación

Referencia	Descripción
7207916	Tornillo interferencial BIORCI 7 x 20mm
7207554	Tornillo interferencial BIORCI 7 x 25mm
7207607	Tornillo interferencial BIORCI 7 x 25mm, rosca inversa, (cabeza 8mm)
7207555	Tornillo interferencial BIORCI 7 x 30mm
7207557	Tornillo interferencial BIORCI 7 x 25mm (cabeza 8mm)
7207558	Tornillo interferencial BIORCI 7 x 30mm (cabeza 8mm)
7207918	Tornillo interferencial BIORCI 8 x 20mm
7207560	Tornillo interferencial BIORCI 8 x 25mm
7207608	Tornillo interferencial BIORCI 8 x 25mm, rosca inversa.
7207561	Tornillo interferencial BIORCI 8 x 30mm
7207562	Tornillo interferencial BIORCI 8 x 35mm
7207919	Tornillo interferencial BIORCI 9 x 20mm
7207563	Tornillo interferencial BIORCI 9 x 25mm
7207924	Tornillo interferencial BIORCI 9 x 25mm, rosca inversa.
7207564	Tornillo interferencial BIORCI 9 x 30mm
7207565	Tornillo interferencial BIORCI 9 x 35mm
7207566	Tornillo interferencial BIORCI 10 x 25mm
7207581	Tornillo interferencial BIORCI 10 x 25mm, rosca inversa.
7207567	Tornillo interferencial BIORCI 10 x 30mm
7207568	Tornillo interferencial BIORCI 10 x 35mm
7207920	Tornillo interferencial BIORCI 11 x 30mm
7207921	Tornillo interferencial BIORCI 11 x 35mm
7207923	Tornillo interferencial BIORCI 12 x 35mm

BIORC[®], tornillo interferencial bioabsorbible.

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE506114 Clase CE: III	LATEX FREE	STERILE EO	 5 años  	 Smith & Nephew Inc. 150 Minuteman Road Andover, MA 01810, USA EC REP Smith & Nephew Medical limited 101 Hessle Road Hull HU3 2BN Reino Unido Distribuidor Smith & Nephew, SAU ISO 9001

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE EO	Producto esterilizado con óxido de etileno
	Caducidad		No reutilizar
	No utilizar si el envase está abierto o dañado	EC REP	Representante autorizado
	Fabricante		

Advanced Surgical Devices Division

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 93 373 75 14 / 93 373 72 14 - Fax. Atención cliente: 93 373 72 65

A-28123297

informacion@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com